

# 手动真空式采样器LG-1

产品名称	手动真空式采样器LG-1
公司名称	上海乐丁电子GASTEC气体检测专家
价格	面议
规格参数	
公司地址	洛川东路370号8316室
联系电话	021-56319809 18917899676

## 产品详情

### 手动真空式采样器LG-1

手动真空式采样器LG-1主要配合[气体检测管](#)

使用，以其快速、廉价、不需专业人员操作，随时可在各种现场测定出各种有毒物质（需配备相应的检测管）。一次抽气量有50ml和100ml两种模式。手动真空式采样器检测管采样专用。手动真空式采样器LG-1为吸入负压式，即拉开与手柄相连的活塞，使缸筒造成负压，被测气体在吸入时通过检测管与管内的化学物质反应变色进行检测的方式。手动真空式采样器设有两个档位，检测时按需要的通气体积将手柄拉至50或100ml档位即可，锁销自行锁定，操作极为简便。负压式手动真空式采样器LG-1设计的特点是可免去正压方式在推入时须掌握时间的麻烦和人工操作产生的人为误差，测量精度可以有较大提高。设有切割孔和胶嘴，省去砂轮片切割和加接胶管的烦琐。气体快速检测管是内径一定且两端密封的玻璃管，在管中致密地装填了一定数量的检测剂，在玻璃管表面标有表示气体浓度的刻度线。通过检测剂与被检测气体的反应而出现颜色变化、来表示所测环境中的气体浓度。具有操作简单、使用范围广泛、检测准确、实时性强和经济的特点。

### 乐丁科技国产气体检测管

产品名称	单位	测量范围	产品名称	单位	测量范围
硫化氢	ppm	2-50	二氧化硫	mg/m3	5-150
		10-200			50-1500
		50-1000			200-6000
		50-1500	二氧化碳	ppm	300-5000

		200-5000		mg/m <sup>3</sup>	5000-20万
		0.5-5 ( 500ml )	苯	mg/m <sup>3</sup>	20-400
	mg/m <sup>3</sup>	2-60	甲苯	mg/m <sup>3</sup>	50-1000
		5-100	二甲苯	mg/m <sup>3</sup>	50-1000
		10-200	氯气	mg/m <sup>3</sup>	1-30
		50-1500	汽油	mg/m <sup>3</sup>	50-1000
		200-5000	液化石油气	%	0.01-0.2
	%	0.1-4	二硫化碳	mg/m <sup>3</sup>	10-400
氨气	mg/m <sup>3</sup>	1-30	氟化氢	mg/m <sup>3</sup>	1-30
		5-100	乙醇	%	0.1-6
		10-300	苯系物中苯	mg/m <sup>3</sup>	20-400
		20-500	磷化氢	ppm	2-50
		50-1000		mg/m <sup>3</sup>	10-200
一氧化碳	ppm	5-100			100-1500
	mg/m <sup>3</sup>	10-200	臭氧	ppm	2-50
		20-500		mg/m <sup>3</sup>	0.3-10
		200-5000	氯化氢	mg/m <sup>3</sup>	1-30
氮氧化物	mg/m <sup>3</sup>	5-100	甲醇	mg/m <sup>3</sup>	200-6000
手动采样器	100ml	LG-1型			

注：

以上检测管的包装规格均为20支/盒；其中硫化氢0.5-5ppm检测管采样时，需手动真空式采样器LG-1连续采样5次。