

# 中考体育投掷实心球测试仪

产品名称	中考体育投掷实心球测试仪
公司名称	常州乐康仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐康仪器 型号:LK-E1101 产地:江苏省常州市
公司地址	武进区湖塘镇东华村
联系电话	13585452314 13585452314

## 产品详情

### 实心球测试仪

计时：0-30米 电源：DC12V1A（由电源适配器提供）

误差：±10cm 工作环境：5 ~ 40

存储环境：-10 ~ 50

1：自动测量投掷实心球的距离，反应人体的上肢肌群力量和爆发力；

2：宽距离双侧红外探头自动感应检测实心球个落地点的距离长度；

### 直接输入测试人员的测试编号

首先单击一下图1中“添加一个”按钮上方的横线便可以选中输入框并调出输入法，然后通过输入法或者主机自带的机械键盘进行输入测试编号信息。

当测试编号输入完成之后，单击一下“添加一个”按钮便可成功添加一位测试人员信息（如果输入的测试编号已经被添加过了则不能进行重复添加），成功添加的测试人员信息将会显示在图1测试界面左侧的人员信息预览框中。人员信息预览框中测试者照片左侧的编号（1、2、3。。。）必须对应着各种测试项目（如：50米跑、跳绳、往返跑、中长跑。。。）的数据采集仪器的编号（当某种测试项目多人同时测试的时候，仪器有对应的编号：1、2、3。。。）

当测试人员信息添加完毕之后，单击“准备测试”按钮进入准备测试界面即可进行一次测试。

### 2)、通过IC卡添加测试人员信息

进入图1的测试界面之后，将已经写好测试人员信息的IC卡放置主机的刷卡处进行刷卡，主机将自动读取IC卡中的测试人员信息并显示到图1测试界面左侧的人员信息预览框中。

### 3)、通过二维码扫描功能添加测试人员信息

进入图1的测试界面之后，单击测试界面右上角的二维码扫描按钮调出二维码扫描界面，然后将已经制作好的测试人员二维码信息放置到主机自带的二维码扫描窗口上进行扫描。主机将自动读取二维码中的测试人员信息并显示到测试界面左侧的人员信息预览框中。

### 4)、批量选择添加测试人员信息（使用批量添加功能必须事先导入测试人员信息至主机中）

首先单击图1中的“批量添加”按钮进入到界面，然后设置图2界面左侧的筛选条件并单击图2中的“查询”按钮，然后再勾选中将要进行添加的测试人员信息。

当确定好将要添加的测试人员信息之后，单击“提交选择”按钮，选择性提交的人员信息将会显示到图1测试界面左侧的人员信息预览框中（注意：批量添加时有“人员选择数”的限制）。

当测试人员信息添加完毕之后，单击图1中的“准备测试”按钮进入准备测试界面即可进行一次测试。