

# 福意联液体加温箱 液体加温柜FYL-YS-430L

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 福意联液体加温箱 液体加温柜FYL-YS-430L                   |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司                                  |
| 价格   | 74089.00/台                                  |
| 规格参数 | 介绍:福意联医用恒温箱<br>温度:0-100<br>容积:150-430-1028升 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号                         |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849                     |

## 产品详情

福意联液体加温箱 液体加温柜FYL-YS-430L公司说明-

北京福意电器有限公司是一家高科技恒温冷藏设备制造企业。我们借鉴 优异的压缩机制冷和十多年的制造管理经验，以及一批立志于创新开发的科技人员和高素质的员工队伍,一直致力于精密的温度控制的保存设备的设计开发，为广大科技企业、医疗机构、高等院校及其他潜在客户提供的恒温冷藏保存设备，创造精美事业。

福意联液体加温箱 液体加温柜FYL-YS-430L用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

福意联液体加温箱 液体加温柜FYL-YS-430L产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联液体加温箱 液体加温柜FYL-YS-430L相关-手术中低体温的原因,从而指导医护人员为患者提供有针对性的保温措施,预防或减少低体温给患者造成的不利影响.方法:对我院手术室2009年1月~2009年6月收治的手术病人,发生手术低体温的32例患者作为观察组,给予常规手术护理并且采取各种保温措施,随机抽取50例未发生低体温的手术病人作为对照组,给予常规手术护理,比较两组手术效果.结果:两组患者均取得良好,观察组术中-及术后各种并发症发生率为15.63%,对照组发生率为18.00%,经统计学处理, $P>0.05$ ,两组患者手术效果显著差异.结论:可采用维持室温、对输入的液体或血液加温、使用保温设备等各种保温措施来维持患者体温平衡,预防或减少低体温对机体患者产生的不良影响。福意联液体加温箱 液体加温柜FYL-YS-430L