

急诊科创面清洗机-针对大面积开放性外伤

产品名称	急诊科创面清洗机-针对大面积开放性外伤
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

多功能清创机采用全自动数字化操作，人机对话操作系统，功能可同时工作，也可单工作，各单元功能在立工作时互相影响，清创效果*佳。多功能超声波清创机特点：**技术优势·快捷方便的操作系统：打开电源开关直接进入工作状态，无需等待，直接工作。·双核设计：多功能清创机、超声清创和负压吸引可同时使用，互不影响。解决了不同类型创面清创的等待时间。·负压回收、液位探测、液位报警、液位自锁功能，杜绝废液溢出。·清创过程中不会损伤伤口周围和肌肉组织，对正常组织以及新生肉芽组织无损伤无任何副作用。·能纤维细胞，促进纤维蛋白层的合成，改善伤口环境，促进。·清创时根据伤口面的深浅，适当调整头与伤口清创面的距离，可达到普通清创器械不能到达的部位，实现清创。·压力清创适合各种大面积创伤、急救、及各种术前、术后的清创，清创迅速、清洗、视野清晰、从而提高手术质量，赢得抢救时间。·超声波清创对感染伤口、慢性难愈合伤口处理效果非常明显，如糖尿病足、窦道、痿道、褥疮、营养溃疡、外伤性溃疡，由于不直接接触创面，故而可实现无痛清创。·超声波清创产生的空化效应能有效去除、坏死组织，对正常组织无损害，不直接接触从而达到无痛清创目的。同时可使能迅速进入深层组织，并能促进组织生长，加速愈合。多功能超声波清创机应用1、外伤、手术伤、感染伤口/创面、创面、化脓性伤口、创面、软组织创伤、开放性骨折等等。2、慢性难愈合伤口，如糖尿病伤口、褥疮外伤性溃疡等。多功能超声波清创机性能特点1、无痛清创超声清创有效针对性的清创，保护了血管，可以进行无痛清创，对于需要多次清创的慢性溃疡、糖尿病难愈合创面、褥疮外伤性溃疡、感染较严重的伤口，大大降低了患者的痛苦。2、深层清创在本机中，超声清创手柄采用优化设计技术，可促进清创喷头处超声波的空化作用，增强冲洗液的雾化效果，结合多种类的道具，可以有效的应对普通超声清创无法应对的复杂部位的、创口较深的、感染较严重或溃疡式的伤口。多功能超声波清创机用途和使用范围：·各类外伤、大面积创伤、车祸伤、开放性骨折等。·手术、关节置换、胸腹腔手术等可实现冲吸结合的冲洗效果。·对难愈合伤口、感染伤口，如糖尿病足溃疡、褥疮、化脓性创伤、创面窦道等可采用超声波清创机理：多功能清创机具有超声波清创及废液回收二位一体的功能。超声波清创是将清洗液产生空化效应，使得微水滴形成气泡破裂，产生出爆破力，当巨量连贯的微水滴形成连续气泡群，在气泡直至破裂过程中生成局域高密度的能量波，作用在溃疡组织表面并击碎之，但对于完好的组织却没有任何损伤，这种清创主要用于溃疡组织。可使创面清理*加、快速。废液回收通过负压吸引，可边清创边回收清创废液，避免污染扩散使工作环境保持清洁。这种冲洗方法明显优于传统的创面处理方式，大大减少借助纱布擦拭的次数、减轻患者的痛苦，大面积冲洗速度快、方便、清创时间缩短，深度伤口也可得到，避免发生二次污染，固体杂物和液体污染一同被，冲洗后的污水容易回收、便于集中处理。适用科室：创伤、急诊、乳腺、手足、血管、皮肤科、理疗科、手术室、换药室等。我们公司始终不渝的恪守“诚信经营”的创业信念和坚持不懈的奉行“团结奋斗、务实**

”的企业精神，公司的精神是“诚信、奉献、自律、追赶”；我们的服务宗旨是“缘于我们，为您服务”。