

大量程浊度仪（计）、微电脑浊度仪WGZ-4000NTU/自动校准浊度仪

产品名称	大量程浊度仪（计）、微电脑浊度仪WGZ-4000NTU/自动校准浊度仪
公司名称	成都市科恒达仪器设备有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	品牌:上海 型号:WGZ-4000 类型:微电脑浊度仪（计）
公司地址	成都市成华区东篱路14号附7号
联系电话	028-84559116 13094466577

产品详情

品牌	上海	型号	WGZ-4000
类型	微电脑浊度仪（计）	测量范围	0-4000NTU、0.001NTU
显示方式	蓝色液晶显示、带打印功能	电源电压	220（V）
重量	6（kg）		

wgz-2000、2000a、4000、4000a浊度计

精密型 研究级浊度分析

用途概述summaryof functions

用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度，并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的浊度测量。

产品特点productcharacteristics

? 微电脑，触摸式键盘，LCD背光液晶显示屏，标准串行RS232数据通讯接口

? 特制高强度长寿命光源，设有数据存储查询功能，可满足GLP需求

? 数据非线性处理及数据平滑功能，快速自动多点校正，自诊断信息提示，可选量程自动或人工切换

? 快捷设置平均测量模式，以最短的时间得到正确的数据，特别适用于极低浊度测量，可测不稳定水样

? 精确的光路系统，可靠的定位结构，有效的色度补偿，直读浊度值

? 可选光谱测量单元，多种测量模式，选配流动取样装置，可实现连续测量，可选外置或内置打印机。（订货时说明）

技术指标 specifications

型号model	wgz-2000	wgz-2000a	wgz-4000	wgz-4000a
测定原理minimum principle	90° 散射光			
最小示值minimum readout (ntu)	0.001	0.01	0.001	0.01
测量范围measuring range (ntu)	0~10、0~100、 0~1000、0~2000		0~10、0~100、 0~1000、0~4000	
示值误差basic error (f.s)	±2%、±3%、±5%			
重复性repeatability	1%			
零点漂移zero draft (f.s)	±0.5% (0.02ntu)			
特点characteristics	微电脑配置、具有平均测量模式、年月日时间显示、设有数据存储和查询功能、量程自动切换、自动调零和1~5点自动校准、配有RS232数据通讯接口、注：型号后带“p”表示配有内置打印机			

其他型号请来电询价！

四川成都实验仪器、四川成都分析仪器、四川成都化验设备、四川成都电导仪、四川成都酸度计、四川成都显微镜、四川成都消毒锅、四川成都浊度仪、四川成都白度仪、四川成都溶解氧测定仪、四川成都余氯测定仪、四川成都白度仪、四川成都饲料化验仪器、四川成都量热仪、四川成都测硫仪、四川成都定氮仪、四川成都色度仪、四川成都电子天平、四川成都干燥箱、四川成都培养箱、四川成都火焰光度计、四川成都分光光度计、四川成都原子吸收分光光度计（原子吸收光谱仪）。。。。

销售：酸度计、电导仪、溶解氧测定仪、浊度仪、余氯测定仪、色度仪、白度仪、阿贝折射仪、生物显微镜、电子天平、干燥箱、培养箱、罗维朋测定仪、消毒锅、灭菌锅、定氮仪、量热仪、测硫仪、马弗炉、余氯速测盒、水硬度测试盒、亚硝酸盐测试盒、pH测试盒、总铁测试盒、氨氮测试盒、溶解氧测试盒、铬快速测试盒、锰快速测试盒、磷快速测试盒。。。。。。等成套实验设备及化验器材

四川成都实验仪器、四川成都分析仪器、四川成都化验设备、四川成都电导仪、四川成都酸度计、四川成都显微镜、四川成都消毒锅、四川成都浊度仪、四川成都白度仪、四川成都溶解氧测定仪、四川成都余氯测定仪、四川成都白度仪、四川成都饲料化验仪器、四川成都量热仪、四川成都测硫仪、四川成都定氮仪、四川成都色度仪、四川成都电子天平、四川成都干燥箱、四川成都培养箱、四川成都火焰光度计、四川成都分光光度计、四川成都原子吸收分光光度计（原子吸收光谱仪）。。。。

销售：酸度计、电导仪、溶解氧测定仪、浊度仪、余氯测定仪、色度仪、白度仪、阿贝折射仪、生物显微镜、电子天平、干燥箱、培养箱、罗维朋测定仪、消毒锅、灭菌锅、定氮仪、量热仪、测硫仪、马弗

炉、余氯速测盒、水硬度测试盒、亚硝酸盐测试盒、pH测试盒、总铁测试盒、氨氮测试盒、溶解氧测试盒、铬快速测试盒、锰快速测试盒、磷快速测试盒。。。。。。等成套实验设备及化验器材