

小学体质健康测试仪-乐康仪器

产品名称	小学体质健康测试仪-乐康仪器
公司名称	常州乐康仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐康仪器 型号:LKYQ 产地:江苏省常州市
公司地址	武进区湖塘镇东华村
联系电话	13585452314 13585452314

产品详情

小学生体质健康测试器材：身高体重测试仪、肺活量测试仪、坐位体前屈测试仪、仰卧起坐测试仪、跳绳测试仪、50米跑测试仪、50乘8往返跑测试仪

主机部分：

- 1、主机双芯片存储备份数据，存储量可达30万条，全程语音提示（可调节音量）
- 2、主机中英文7寸彩色触摸屏显示操作界面，背光亮度可调节
- 3、主机预留USB接口，可直接U盘下载10万条名单，同步显示姓名、编号、性别等详细测试信息
- 4、主机同时具有英文、数字（有自动递增功能）输入学号，支持1-30位数字、英文学号输入
- 5、主机也支持非接触智能IC卡、ID卡、激光条码扫描枪等多种身份信息输入的功能
- 6、主机与电脑之间采用2.4G无线传输，传输距离可达100米以上，多台主机可同时集中上传数据至电脑评分软件内
- 7、主机同时具有成绩查询、删除、一键恢复数据、一键初始化等强大功能
- 8、主机兼容多种测试项目，不同的测试项目主机可相互替换进行测试，兼容互通，确保测试的稳定性
- 9、内置热敏打印机，可以实时打印测试数据
- 10、支持U盘导入测试人员信息、评分标准

11、安卓系统，方便后期程序升级

身高体重

- 1、直接测量人体的身高体重，反映被测者身体匀称度和发育形态指数（BMI）。
- 2、身高测试触头一体化，体重底座一体化。
- 3.测试仪采用 3.5吋液晶显示屏显示测试值（同屏显示身高体重数值及BMI指数），界面美观，操作简单。
- 4、测试仪具有同步语音播报功能。
- 5、主要技术参数：

测量范围：

身高：90cm ~ 210cm 体重：0kg ~ 180kg分度值：身高：0.1cm
体重：0.1kg误差：身高：±0.1cm 体重：±0.1kg

肺活量

- 1、测定人体呼吸的通气能力，测试数值反映肺的容积和肺的扩展能力。
- 2、吹管不易产生积水，防补气功能，补气时自动锁定数据。
- 3、液晶显示，读数方便。一键式操作，具有清零功能。单机采用2节5号电池供电，也可外接交流电源，低功耗设计，带低电量提示功能。主机支持点名测试
- 4、可以单机单独使用，可以连续测试三次，选取好成绩。
- 5、单机具有语音播报功能。
- 6、技术参数：

测量范围：0 ~ 9999ml

分度值：1ml

坐位体前屈

- 1、自动测量坐位体前屈的数值，从而反映躯干、腰、髋等部位关节、肌肉和韧带的伸展性和柔韧性。
- 2、可选配语音播报功能
- 3、主要技术参数：

测量范围： - 20cm ~ 35cm

分度值：0.1cm

测量精度：±0.1cm

仰卧起坐

- 1、可自动测试一分钟仰卧起坐的次数，可反映人体的腹部肌群力量。
- 2、测试感应杆可随受测者身高来进行前后调节，达到测试动作标准化管理。
- 3、测试感应探头采用抗干扰传感器，具有抗阳光干扰设计，提高测试准确度与灵敏度。
- 4、采用LED断码屏幕显示测试成绩。

测量范围：1次 ~ 9999次

分度值：1次

测量精度：±1次

跳绳

- 1、自动测量学生一分钟的跳绳个数，通过一分钟跳绳测试反应学生的下肢爆发力和身体协调能力
- 2、跳绳子机可以作为电子型单机单独测试使用，具有蜂鸣器提示音功能，可以设置测试时间。跳绳手柄采用2节7号电池供电方式
- 3、标准配置是10人同时测试，多可同时进行30人跳绳测试
- 4、主要技术参数：

次数：1-9999次

计时：0分0秒-30分00秒

计数误差：±1个

50米跑

- 1、自动测量50米跑的时间，测试反映速度，跑步速度，灵敏素质等
- 2、可选配抢跑重置功能，可扩展测试100米，200米，400米等跑步项目

3、标配设备为可同时测6人，多可扩展为8人同测

4、技术参数：

测量范围：0 ~ 99.99s

分度值：0.1s

往返跑

1、反应人体在两端往返的肌耐力及瞬间爆发力

2、具有计时、计次功能，标配是2人同测，多可扩展为8人同时进行测试

3、测试起跑方式：主机发令声

4、折返检测方式：红外探头感应

测量范围：0 ~ 59分59秒或0次 ~ 50次

分度值：0.1S

精度： $\pm 0.5\%$

折返次数：可设定

折返距离：10m ~ 100m