

# 成人硅胶玩具制品用液态人体硅胶 半全包胶 不出油

产品名称	成人硅胶玩具制品用液态人体硅胶 半全包胶 不出油
公司名称	东莞市鸿联有机硅科技有限公司
价格	80.00/公斤
规格参数	品牌:鸿风豪 型号:HF-6508 比例:1:1
公司地址	东莞市长安镇德政中路78号
联系电话	0769 - 85073165 13662816580

## 产品详情

成人硅胶玩具制品用液态人体硅胶 半全包胶 不出油

适用范围：

液态人体硅胶用于浇注或者注射成型产品 比如：硅胶娃娃、仿真人体器官、成人用品、胸贴、假肢、肩垫、贴片、防滑垫等柔性硅橡胶制品。

特点：

- 1、具有良好的流动性、触感柔软、耐腐蚀性且抗拉伸和抗撕裂强度高。
- 2、低收缩率，交联过程中不放出低分子，故体积不变，收缩率小于0.1%
- 3、液态人体硅胶具有优良的耐高温性，温度可以达到 - 20 +200
- 4、符合 欧盟ROHS 环保要求，通过了美国 FDA 和 GSG 食品检测认证标准，无味。
- 5、流动性好，易灌注；即可室温固化也可加温固化，操作方便

参数：

型号	颜色	硬度（邵氏硬度A）	黏度 (cps)	抗撕拉	比例	固化
HF-6508	半肤色	0A °（±2~3）	3000CPS-7000CPS	10	1:1	加温

使用方法：

- 1、将A.B两组分按重量1:1混合搅拌均匀（使用电子秤更加精确）
- 2、接着将搅拌均匀的硅胶放置真空机中，真空除泡（装载硅胶的容器不需要装满，以免除泡时硅胶溢出容器，没有气泡表示完成除泡完成）
- 3、将除泡完成的硅胶浇注或者注射到模具当中（在浇注前，先在模具里抹上洗洁精或者脱模剂）
- 4、完成以上步骤后，硅胶常温的时间为2-12小时完全固化；加温90 -100 度，10min内固化。
- 5、温馨提示：操作本产品时要和使用过缩合型硅胶（工业级）的容器分开，要用未使用过缩合型硅胶模具操作此硅胶。

液态人体硅胶咨询联系陈女士