

苏州颜料吸油量检测GB/T 5211.15-2014测试

产品名称	苏州颜料吸油量检测GB/T 5211.15-2014测试
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

GB/T 5211.15-2014颜料和体质颜料通用试验方法

第15部分:吸油量的测定

1范围

GB/T 5211—2014 的本部分规定了测定颜料和体质颜料吸油量的通用试验方法。注:当本通用方法不适用于某特定的产品时,应规定一个专用方法来测定吸油量。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 3186色漆、清漆和色漆与清漆用原材料、取样(GB/T 3186—2006,ISO 15528,2000,IDT)ISO 150色漆和清漆用生,精制的和熟亚麻仁油规范和试验方法(Raw , refined and boiled linseed oil for paints and varnishes—Specifications and methods of test)

3定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

吸油量oil absorption value

颜料样品在规定条件下所吸收的精制亚麻仁油量。注:可用体积/质量(mL/100 g)或质量/质量(g/100 g)表示。

4试剂

精制亚麻仁油:符合ISO 150要求,酸值(以KOH计)为5.0 mg/g~7.0 mg/g.

5仪器

5.1平板:磨砂玻璃或大理石制,尺寸不小于300 mm × 400 mm.

5.2 : 调刀:钢制,锥形刀身,长约 140 mm ~ 150 mm,最宽处为20 mm~25 mm,最窄处不小于12.5 mm,

5.3小滴瓶:合适大小,体积一般不超过100 mL。 5.4滴定管;容量为10 mL,分度值为0.05 mL。 5.5天平:精确至0.01g或更高的精确度。