

北京CHENGLIN易制爆安全柜-定制移动式防爆柜

产品名称	北京CHENGLIN易制爆安全柜-定制移动式防爆柜
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜北京CHENGLIN易制爆安全柜定制移动式CHENGLIN易制爆安全柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL804000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL804001
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL804002
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45 /Gal
重量（千克）	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106kg
容积（加仑/升）	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/170
可调层板（块）	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸（高*宽*深/厘米）	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。与之类似的还有12种多氯联苯（简称PCBs）同类物，现在也被世界卫生组织WHO和日本等国纳入了二噁英类的范畴，上述3种化合物都属于12种受斯德哥尔摩公约控制的持久性有机污染物（简称POPs）。二噁英类分子结构图二噁英是一种对环境具有持久性污染力的化学物质，包括21种化合物。由于二噁英的生物富集作用非常强，而没有分解二噁英的能力，因此在逐级富集之后受危害程度。二噁英化学稳定性强，自然界的微生物和水解作用对二噁英分子结构影响较小，环境中的二噁英类很难自然降解消除。Q：平常在课本中讲到活性污泥法MLSS时说应该控制在2~3mg/L。但是工程上好像有时要远小于课本上说的，这是源于什么呢？MLSS具体定多少，完全取决于F/M值；所以，MLSS值不应该是固定的，与入流污废水底物浓度及系统调整（指进水含有难降解、高SS值等情况的事前应对）有关；同时，需要考虑MLSS值中的有效成分，从而能够综合评估。Q：为了观测污水处理状况，镜检是必须的。

。