

# 超声清创治疗机 功能多样 厂家销售

产品名称	超声清创治疗机 功能多样 厂家销售
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

多用途清创手术机选用自动式智能化实际操作，人机对换电脑操作系统，作用可以同时工作中，也可以单工作中，各模块作用在立工作的时候相互影响，清创手术实际效果\*佳。多用途超声波清创手术机基本原理：本设施采用56kpa水压和 $40 \pm 5$ KHZ的超音波所产生的空化效应、机械效应和湿热效用，与此同时机器设备也有清洁液加热功能的。超音波的空化效应：当超声波作用于冲洗液的时候可以造成很多的微气泡，这种微气泡伴随着超声振动做浓烈的澎涨和收拢，汽泡奔溃后产生微水射流，产生撞击力，从而使创口里的、脏东西被，与此同时使坏死组织摆脱并。超音波的机械效应：促使气体的乳状液，凝露的汽化和固态的分散。超音波的湿热效用：可促进产生或加快一些化学变化，如纤维细胞溶霉活力、提升蛋白质的合成、造成物质及生长激素的施放等。多用途超声波清创手术机运用1、创伤、手术治疗伤、感染伤口/创口、创口、生脓性创口、创口、皮下组织外伤、开放性骨折这些。2、慢性难愈合伤口，如糖尿病伤口、压疮外伤溃烂等。多用途超声波清创手术机特性特点1、无疼清创手术超声波清创手术合理有针对性的清创手术，保障了毛细血管，也可以进行无疼清创手术，对需要数次清创手术的慢性溃疡、糖尿病患者久治不愈创口、压疮外伤溃烂、感染较为严重伤口，能够降低病人的痛苦。2、深层次清创手术在该设备中，超声波清创手术摇杆选用可靠性设计技术性，能促进清创手术喷嘴处超音波的空化效应，提高冲洗液的雾化，融合多类型的游戏道具，能够有效的解决一般超声波清创手术没法应对的繁杂位置的、伤口比较深的、感染较为严重或溃烂式伤口。多用途超声波清创手术机特性：\*市场优势·方便快捷的电脑操作系统：开启电源总开关立即进入状态，不用等，立即工作中。·2核设计方案：多用途清创手术机、超声波清创手术和负压吸引可一起使用，互相不危害。克服了不同种类创口清创手术的等待的时间。·负压力回收利用、液位仪检测、液位报警、液位仪锁紧作用，避免废水外溢。·清创手术环节中不容易损害创口四周的和肌纤维，对正常的机构及其再生上皮组织无损伤没有任何副作用。·能胶原纤维，推动纤维蛋白原层生成，改进创口自然环境，推动。·清创手术时依据创口面浓淡，适时调整头与伤口清创面之间的距离，可以达到一般清创手术器材到不了部位，完成清创手术。·工作压力清创手术适用于各种大规模外伤、抢救、及各类手术前、手术后的清创手术，清创手术快速、清理、视线清楚、进而提升手术治疗品质，获得抢救时间。·超声波清创手术对感染伤口、慢性难愈合伤口解决实际效果十分明显，如糖尿病足病、窦道、瘘道、压疮、营养成分溃烂、外伤溃烂，因为不接触创口，因此可以实现无疼清创手术。·超声波清创手术所产生的空化效应可以有效除去、坏死组织，对正常的机构无危害，不接触以达到无疼清创手术目地。与此同时可让能快速进到深层次机构，并可以促进机构生长发育，加速愈合。大家始终秉持“客户至上、服务为本”的经营宗旨，以“以诚协作，以信运营”的发展理念，欢迎新老客户来函、拨打电话、来人现场考察洽谈合作!