

废水中有机氯化物检测套装WPT-133废水中有机氯化物检测套装

产品名称	废水中有机氯化物检测套装WPT-133废水中有机氯化物检测套装
公司名称	上海乐丁电子GASTEC气体检测专家
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	洛川东路370号8316室
联系电话	021-56319809 18917899676

产品详情

废水中有机氯化物检测套装WPT-133 废水中有机氯化物检测套装 WP-132 WP-135 1.1.1-三氯乙烷
该套装也可以用手泵GV-100S代替下图中的塑料注射器 WPT-132 检
WPT-135 1.1.1-三氯乙烷

适用的检测管 检测三氯乙烯132M / 132L /
132LL 检测四氯乙烯133M / 133L / 133LL
检测1, 1, 1-三氯乙烷135L

废水检测过程

- 1) 用广口量杯量取200mL废水, 置入玻璃瓶
- 2) 拧开盖子, 将检测管中, 封紧盖子后摇晃一分
- 3) 伸入瓶中液体上方, 抽气检测。
- 4) 检测完毕, 读数。
- 5) 测量废水温度。
- 6) 按照说明书所附的数据及计算方法算出所

检测物质的浓度

2) 切断检测管两端，
与注射
器或手动[气体采集器](#)
(GV-100) 连接好。