

HIPS470 核酸检测咽拭子棒HIPS原料香港盛禧奥/斯泰隆

产品名称	HIPS470 核酸检测咽拭子棒HIPS原料香港盛禧奥/斯泰隆
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:斯泰隆 盛禧奥代理:塑运塑胶集团代理
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

HIPS470 核酸检测咽拭子棒HIPS原料香港盛禧奥/斯泰隆是一种热塑性树脂,为HIPS470
核酸检测咽拭子棒HIPS原料香港盛禧奥/斯泰隆无色、HIPS470
核酸检测咽拭子棒HIPS原料香港盛禧奥/斯泰隆无臭、HIPS470
核酸检测咽拭子棒HIPS原料香港盛禧奥/斯泰隆无味而有光泽的、HIPS470
核酸检测咽拭子棒HIPS原料香港盛禧奥/斯泰隆透明的珠状或粒状的固体。HIPS470 核酸检测咽拭子棒HIPS原料香港盛禧奥/斯泰隆密度1.04 ~ 1.09,透明度88% ~ 92%,折射率1.59 ~ 1.60。HIPS470
核酸检测咽拭子棒HIPS原料香港盛禧奥/斯泰隆在应力作用下,产生双折射,即所谓应力-
光学效应。HIPS470
核酸检测咽拭子棒HIPS原料香港盛禧奥/斯泰隆产品的熔融温度150 ~ 180 ,热分解温度300 ,HIPS470 核
酸检测咽拭子棒HIPS原料香港盛禧奥/斯泰隆热变形温度70 ~ 100 ,长期使用温度为60 ~ 80 。在较热变
形温度低5 ~ 6 下,经退火处理后,可消除应力,使热变形温度有所提高。若在生产过程中加入少许 -
甲基苯乙烯,可提高通用聚苯乙烯的耐热等级。

HIPS470 核酸检测咽拭子棒HIPS原料香港盛禧奥/斯泰隆

HIPS 香港盛禧奥 (斯泰隆) 470

HIPS 香港盛禧奥 (斯泰隆) 1180

HIPS 香港盛禧奥 (斯泰隆) 1110

HIPS 香港盛禧奥 (斯泰隆) 438

HIPS 香港盛禧奥 (斯泰隆) 1173

HIPS 香港盛禧奧 (斯泰隆) 1300

HIPS 香港盛禧奧 (斯泰隆) 1400

HIPS 香港盛禧奧 (斯泰隆) 484H

HIPS 香港盛禧奧 (斯泰隆) 6300-V0

HIPS 香港盛禧奧 (斯泰隆) 6300 V0 BK

HIPS 香港盛禧奧 (斯泰隆) 666H

HIPS 香港盛禧奧 (斯泰隆) MC59

HIPS 香港盛禧奧 (斯泰隆) MC79