

输液恒温器

产品名称	输液恒温器
公司名称	安平县兴华医疗器械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县新政开发区
联系电话	03187528214 13363326577

产品详情

13363326577 安平县兴华医疗器械厂

输液加温器 输液恒温器

【产品特点】 输液、输血更舒服。输液同时，恒温器即对管内的液体加温，智能化控制液体温度，温和均匀。高科技产品结晶，安全治疗保证。在恒温器智能控制输液管时，当液体流速在60滴时，液体温度达到28度左右，使你在舒适治疗的过程中高枕无忧。 使用简单

简单经济，无需专用耗材。普通输液器、输血管、鼻饲管均可使用，无需配置专用耗材【技术参数】额定电压：220V 额定功率：4W 绝缘强度：4000V以上 输液管外径：Φ 3.5-4mm 输液速度：50~90滴/分钟【使用方法】1、将输液管下的端放入夹持基体的加温槽内。2、将插头插入电源插座，指示灯亮，即开始工作。3、根据输液环境或药液温度，调整恒温器在管上的位置，使患者感到最佳。【适用范围】适用于寒冷季节患者输液时对药液的加温。

【注意事项】1、38度以上会变质的药液，严禁使用本产品，以免影响药物疗效。2、使用时严禁药液流入恒温器内。3、如发现本产品出现电线破损，插头松动，外壳破裂，禁止使用。4、在使用过程中，如发现药液不再流动时，应立即切断电源，待药液重新流动时，方可继续使用。5、使用本产品时，勿需用棉被或其它物品覆盖。6、药液输完后，先拔出电源插头，再取下恒温器，放于干燥处