

粉饼检测标准及项目

产品名称	粉饼检测标准及项目
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

粉饼检测到哪里可以办理？百检检测，可以把它理解为固态的粉底。分色号，有遮瑕力，可以单独作为底妆产品使用。我们通常所说的粉饼有两种，干湿两用粉饼和干粉饼。

检测报告样本

粉饼检测项目：

铅、砷、汞、菌落总数、霉菌、酵母菌、粪大肠杆菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌等

粉饼检测样品范围：

美容粉饼、压缩粉饼、两用粉饼、干用粉饼、湿用粉饼等。

粉饼检测推荐项目：

指标检测、性能测试、理化性能、成分分析等‘

粉饼检测相关标准：

GB/T 28599-2020 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定

GB/T 37628-2019 化妆品中黄芪甲苷、芍药苷、连翘苷和连翘酯苷A的测定 高效液相色谱法

GB/T 37640-2019

化妆品中氯乙醛、2,4-二羟基-3-甲基苯甲醛、巴豆醛、苯乙酮、2-亚戊基环己酮、戊二醛含量的测定
高效液相色谱法

GB/T 37644-2019 化妆品中8-羟基喹啉和硝羟喹啉的测定 高效液相色谱法

GB/T 37649-2019 化妆品中硫柳汞和苯基汞的测定 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法

GB/T 37641-2019 化妆品中2,3,5,4'-四羟基二苯乙烯-2-O-β-D-葡萄糖苷的测定 高效液相色谱法

GB/T 37626-2019 化妆品中阿莫西林等9种禁用青霉素类抗生素的测定 液相色谱-串联质谱法

GB/T 37544-2019 化妆品中邻伞花烃-5-醇等6种酚类抗菌剂的测定 高效液相色谱法

GB/T 37545-2019 化妆品中38种准用着色剂的测定 高效液相色谱法

GB/T 36942-2018 化妆品中10种生物碱的测定 液相色谱串联质谱法

怎么辨别粉饼的真假：

- 1、假的粉饼用手指按压下去比较紧实质感硬，真品是有点软软的。
- 2、假的奥粉饼味道像痱子粉，真品是味道淡点。
- 3、另外真的粉饼仔细看有一点点珠光的感觉，假的就完全没有。
- 4、粉饼刚刚扑到脸上看上去似乎一样。其实差别很明显，真的上面没有什么粉扑掉下来的粉，说明粉扑比较吸。假的粉扑就只是用了一两次，但是却掉粉严重，明显粉扑质量不好哦。