

定型摩丝/发胶检测报告办理

产品名称	定型摩丝/发胶检测报告办理
公司名称	百检(上海)信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

定型摩丝/发胶检测到哪里可以办理?百检检测,气雾和喷雾类化妆品主要产品有发用摩丝和定型发胶。摩丝是以高分子聚合物为主要原料的发泡定型护发剂,用于头发整理定型,补充头发的水分和油分,修饰美化发型。发胶为胶状定发用品,是一种透明非流动性的凝胶体,在头发上形成胶膜,增加头发光泽。

检测报告样本

气雾和喷雾类化妆品主要检测项目有感官检验(外观、香气)、稳定性检验(耐热试验、耐寒试验)、通用检验(pH值测定)、喷出率、起喷次数、泄漏试验、内压力、总固体、残留物等。

1.泄漏试验

泄漏试验是检验气压式化妆品是否存在喷射剂外泄的问题。本试验适用于发用摩丝和定型发胶的泄漏试验。预先将恒温水浴箱调节至50℃,然后放入产品,3 min内以每分钟冒出气泡不超过5个为合格。

2.内压力试验

内压力试验是检验气压式化妆品的瓶内压力是否超过规定压力。本试验适用于发用摩丝和定型发胶的内压力试验。取试样一瓶,除去帽盖套,拔去喷头,装上金属接管和压力表(0~1.0 MPa,精度1.5),然后置于已恒温至25℃水浴箱中30 min,将压力表朝下压,读出指针稳定后的压力表读数。发用摩丝和定型发胶的内压力<0.8 MPa。

3.喷出率试验

本试验是检验定型发胶的喷出率。取试样一瓶称量后，按罐上标注的正确喷射方法，喷出剂液，喷毕称量，将包装罐打开倒出余液擦干净后称量空罐。按式(8-9)计算喷出率 w 。喷出率大于 95% 为合格。

$$w=(m_1 -m_2)/(m_1 -m_3)(8-9)$$

式中： m_1 —— 喷液前罐的质量，g;

m_2 —— 喷液后罐的质量，g;

m_3 —— 倒出余液后空罐的质量，g。

4. 残留物试验参照

本试验是检验发用摩丝喷完后的残留物。

按使用说明将已称量的产品内容物全部喷出，然后称量，再将包装罐打开，倒出残留物擦干净后再称量空罐。按式(8-10)计算残留物质量分数 w ，残留物小于 5% 为合格

$$w=(m_1 -m_2)/(m_3 -m_2)(8-10)$$
 式中： m_1 —— 摩丝喷出后残留物和空罐质量，g;

m_2 —— 空罐的质量，g;

m_3 —— 样品和空罐的质量，g。

5. 起喷次数试验

本试验适用于检验定型发胶的起喷次数。

将泵式喷发胶按动，至开始喷出液体止，计算按动次数。小于 5 次为合格。