

# 医用保温柜福意联FYL-YS-150L嵌入式保温箱电解板

产品名称	医用保温柜福意联FYL-YS-150L嵌入式保温箱电解板
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	73366.00/台
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

手术室净化工程每一环节都重要。手术室净化过程中每一个环节都是很重要的，下面我们就针对手术室净化中手的净化说明：对于病人做手术，毫无疑问需要清洁卫生，防止做手术时进行传染，对于主治大夫需多次清理，这是大家知道的，实际上都有严格的管理制度。1. 术前根据手术通知单了解手术方案，熟悉手术步骤；了解医生对手术及手术器械的特殊要求，做到心中有数，以便主动配合手术。2. 洗手护士应至少提前15mins到岗，根据手术需要备好器械。敷料及其他特殊用物。3. 交班完毕协助巡回老师核对病人，将病人推至手术间。4. 再次检查手术用品是否齐全，误，3M指示胶带、灭菌日期、有效期。根据医生习惯及手术需要准备大碗，严格菌操作医学|教育网搜集整理。5. 提前15 mins（全麻病人一般医生开始推药时；硬膜外病人一般侧身置管消毒时）前打开优良层包布，认真严格进行手臂刷9洗消毒，打开第二层包布，穿菌，触带手套，巡回老师协助转菌带子。

医用保温柜福意联FYL-YS-150L嵌入式保温箱电解板说明：

福意联根据洁净手术室规范要求，埋入墙内式。有效减低手术室低体温症的发生，使手术历程中利用的盐水、药品及血液保持在37度适合人体的温度。维护机体内整体平衡起到重要作用！

医用保温柜福意联FYL-YS-150L嵌入式保温箱电解板使用说明：

手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80℃，产品适用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温（加温至人体体温37℃），或高温加温（加温生理盐水60-80℃），在心脏手术室、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜温度设置在4℃，用于生物制品或者具有低温要求的医疗物品储存。

L-YS-150L嵌入式保温箱电解板参数：

福意联公司将恪守“以德敬人、以诚立人”的企业，为目标客户提供优良、全程、的售后，是顾客得到优良大增值，与顾客共创双赢。我们需要不断创新，保持与 优异同步，不断吸取优良，制造全新理念的产品售后于社会。主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等。

医用保温柜福意联FYL-YS-150L嵌入式保温箱电解板