

cook库克胸主动脉瘤支架系统 Zenith TX2

产品名称	cook库克胸主动脉瘤支架系统 Zenith TX2
公司名称	上海美伯斯医疗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:库克cook 型号:Zenith TX2 产地:美国
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区老芦公路536号
联系电话	13770699905 13770699905

产品详情

产品名称：胸主动脉瘤支架系统Zenith TX2、库克胸主动脉瘤支架系统、cook胸主动脉瘤支架系统Zenith TX2、胸主动脉瘤支架系统(商品名：Zenith TX2 胸主动脉瘤支架系统)

近端支架型号

ZTEG-2P-22-115 , ZTEG-2P-24-115 , ZTEG-2P-26-134 , ZTEG-2P-28-120

ZTEG-2P-28-140 , ZTEG-2P-28-200 , ZTEG-2P-30-120 , ZTEG-2P-30-140

ZTEG-2P-30-200 , ZTEG-2P-32-120 , ZTEG-2P-32-140 , ZTEG-2P-32-200

ZTEG-2P-34-127 , ZTEG-2P-34-152 , ZTEG-2P-34-202 , ZTEG-2P-36-127

ZTEG-2P-36-152 , ZTEG-2P-36-202 , ZTEG-2P-38-127 , ZTEG-2P-38-152

ZTEG-2P-38-202 , ZTEG-2P-40-108 , ZTEG-2P-40-135 , ZTEG-2P-40-162

ZTEG-2P-40-216 , ZTEG-2P-42-108 , ZTEG-2P-42-135 , ZTEG-2P-42-162

ZTEG-2P-42-216 , , ,

近端锥形支架型号

ZTEG-2PT-32-160 , ZTEG-2PT-32-200 , ZTEG-2PT-34-157 , ZTEG-2PT-34-197

ZTEG-2PT-36-157 , ZTEG-2PT-36-197 , ZTEG-2PT-38-152 , ZTEG-2PT-38-202

ZTEG-2PT-40-158 , ZTEG-2PT-40-208 , ZTEG-2PT-42-158 , ZTEG-2PT-42-208

远端支架型号

ZTEG-2D-28-127 , ZTEG-2D-28-147 , ZTEG-2D-28-207 , ZTEG-2D-30-127

ZTEG-2D-30-147 , ZTEG-2D-30-207 , ZTEG-2D-32-127 , ZTEG-2D-32-147

ZTEG-2D-32-207 , ZTEG-2D-34-136 , ZTEG-2D-34-186 , ZTEG-2D-36-136

ZTEG-2D-36-186 , ZTEG-2D-38-136 , ZTEG-2D-38-186 , ZTEG-2D-40-144

ZTEG-2D-40-198 , ZTEG-2D-42-144 , ZTEG-2D-42-198 ,

近端延长器型号

TBE-24-80 , TBE-26-80 , TBE-28-80 , TBE-30-80

TBE-32-80 , TBE-34-77 , TBE-36-77 , TBE-38-77

TBE-40-81 , TBE-42-81 ,

远端延长器型号

ESBE-24-80-T , ESBE-26-80-T , ESBE-28-80-T , ESBE-30-80-T

ESBE-32-80-T , ESBE-34-77-T , ESBE-36-77-T , ESBE-38-77-T

ESBE-40-81-T , ESBE-42-81-T"

ESBE-24-80-T ESBE-26-80-T ESBE-28-80-T ESBE-30-80-T

ESBE-32-80-T ESBE-34-77-T ESBE-36-77-T ESBE-38-77-T

ESBE-40-81-T ESBE-42-81-T

产品型号：ZTEG-2PT-32-160 , ZTEG-2PT-32-200 , ZTEG-2PT-34-157 , ZTEG-2PT-34-197 ,
ZTEG-2PT-36-157 , ZTEG-2PT-36-197 , ZTEG-2PT-38-152 , ZTEG-2PT-38-202 ,
ZTEG-2PT-40-158 , ZTEG-2PT-40-208 , ZTEG-2PT-42-158 , ZTEG-2PT-42-208 ,
ZTEG-2D-28-127 , ZTEG-2D-28-147 , ZTEG-2D-28-207 , ZTEG-2D-30-127 ,
ZTEG-2D-30-147 , ZTEG-2D-30-207 , ZTEG-2D-32-127 , ZTEG-2D-32-147 ,
ZTEG-2D-32-207 , ZTEG-2D-34-136 , ZTEG-2D-34-186 , ZTEG-2D-36-136 ,
ZTEG-2D-36-186 , ZTEG-2D-38-136 , ZTEG-2D-38-186 , ZTEG-2D-40-144 ,
ZTEG-2D-40-198 , ZTEG-2D-42-144 , ZTEG-2D-42-198 , TBE-24-80 ,
TBE-26-80 , TBE-28-80 , TBE-30-80 , TBE-32-80 , TBE-34-77 , TBE-36-77 , TBE-38-77 ,
TBE-40-81 , TBE-42-81 , ESBE-24-80-T , ESBE-26-80-T , ESBE-28-80-T , ESBE-30-80-T ,
ESBE-32-80-T , ESBE-34-77-T , ESBE-36-77-T , ESBE-38-77-T ,

ESBE-40-81-T , ESBE-42-81-T , ESBE-24-80-T , ESBE-26-80-T ESBE-28-80-T , ESBE-30-80-T , ESBE-32-80-T
ESBE-34-77-T ESBE-36-77-T , ESBE-38-77-T , ESBE-40-81-T ESBE-42-81-T ,

医疗器械注册证编号：国械注进20153130394

适用范围：胸主动脉瘤支架系统被设计用于胸主动脉瘤、胸主动脉夹层和假性动脉瘤的腔内隔绝性治疗。

结构及组成：该产品由包有聚酯编织物覆膜的Z-型支架、支架延长器、Z-Trak放送系统组成。覆膜支架由304不锈钢、聚对苯二甲酸乙二醇酯、24k黄金、聚丙烯缝线制成。放送系统具有亲水涂层，由含不透射线材料的聚乙烯、尼龙12、尼龙6、304不锈钢、聚四氟乙烯等材料制成。环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。

上海美伯斯医疗科技有限公司经营产品有：爱德华Edwards取栓导管，美创溶栓导管，可调弯导管，封堵球囊，微创Apollo颅内动脉支架系统，戈德曼Y3三件套，戈德曼血栓抽吸导管，成像导管，外周血管支架，瓣膜，活瓣，微导管，切割球囊。库克COOK系列产品：灌注导管，PVA栓塞微粒，腔静脉滤器回收系统，RUPS经颈静脉肝内穿刺器械套装，抗折长鞘，穿刺针，黄金标记导管，溶栓导管，一步法穿刺针，内外引流管，外引流管，血管造影导管：RH肝管，C2蛇管，VTK导管，RUC子宫管，DAV导管，KMP多功能管，RLG胃左管，VERT单弯管，SIM1/SIM2/SIM3西蒙管，PIG猪尾巴导管，MIK米克管，BSDN-18-7.0穿刺针，弹枪式QC活检针，胆道外引流管，胆道内外引流管，普通栓塞弹簧圈，.18微弹簧圈，血管鞘RCF鞘组，ATB球囊，郁金香滤器，郁金香滤器回收器，血管支架，PTCD经皮导入器（一步法穿刺）等。史赛克系列产品：可解脱弹簧圈（商品名：Target），弹簧圈(商品名：GDC 360)，导引导管(商品名：Guider Softip)，弹簧圈(商品名：GDC-10 UltraSoft)，取栓支架 Trevo XP Provue Retriever，球囊导引导管 FlowGate2 Balloon Guide Catheter，微导管Trevo Pro 18，微导管，导丝（，PTA球囊导管(商品名：Gateway)，Excelsior SL-10微导管，Excelsior XT-27微导管，导丝(商品名：Transend)，颅内支架系统（商品名：Neuroform EZ），电源线，可脱弹簧圈(商品名：Matrix2)，预塑形微导管(商品名：Excelsior)，球囊导引导管，颅内支架系统(商品名：Neuroform3)，分离系统（商品名：Inzone），支架系统(商品名：Wingspan)，取栓系统 Trevo Provue，微导管 Excelsior XT-17 Microcatheter，颅内支持导管 AXS Catalyst Distal Access Catheter，神经导丝Synchro（1301，1302，1331，1332，1631，1633，2601，2611，2641，2642，2631，2632，2651，2652），可解脱弹簧圈 Target Detachable Coils，自体血液回输器，远端通路导管，微导管 Trevo Pro 14 Microcatheter，颅内支架系统 Neuroform Atlas Stent SystemEV3系列产品：Rebar18微导管，Echelon10直头微导管，Echelon10弯头微导管，Apollo微导管，可解脱弹簧圈（商品名：Axiom Detachable Coil)，可解脱弹簧圈（商品名：Axiom），球囊扩张用注射器（商品名：Cadence)，外周斑块切除系统（商品名：TurboHawk），外周血管慢性闭塞病变导管，腹膜透析管及附件，封堵球囊导管系统（商品名：HyperForm)，球囊扩张导管，可解脱弹簧圈 Axiom Prime Detachable Coil System，电解脱系统，可解脱弹簧圈（商品名：Axiom Nylon），导管（商品名：Marksman），导丝，外周自膨式支架系统（商品名：Protégé TMEverFlex），中心静脉导管套件，支持导管（商品名：TrailBlazer)，静脉腔频闭合导管，液态栓塞系统（商品名：Onyx），颅内取栓支架 Solitaire FR Revascularization Device，微导管（商品名Rebar），漂浮微导管（商品名：Marathon），支架系统（商品名:ParamountMiniGPS），导丝Wholey Guidewire System，封堵球囊导管系统（HyperGlide），血液透析用中心静脉导管套件，自膨式支架系统（商品名：Protégé GPS），栓塞保护器（商品名：SpiderFX），栓塞器械（商品名：Pipeline)，颅内支撑导管（商品名：Navien)，导丝（商品名：Enteer），输液导管Cragg-McNamara Infusion Catheter，切刀驱动器，PTA扩张导管（商品名：Nanocross），Enteer Re-entry Catheter，PTA扩张导管（商品名：Nanocross），PTA扩张导管（商品名：Nanocross），导丝（商品名：Avigo)，外周斑块切除系

统 SilverHawk™ Peripheral Plaque Excision System，可解脱弹簧圈（商品名：Axium PGLA），PTA扩张导管（商品名：Evercross），导丝 Nitrex Guidewire-14，导丝 Nitrex Guidewire-18，可解脱弹簧圈 Axium Prime Detachable Coil，外周自膨式支架系统，神经血管重塑装置（商品名：Solitaire AB），微导管（商品名：Echelon），“鹅颈”式抓捕套件 Amplatz Goose Neck Snare Kit 本公司 Abbott 系列产品：雅培 Omnilink 支架，BMW 导引导丝：蓝宝马导丝 100780HC，紫宝马导丝 1009664；导引导丝 1003309 H，雅培预扩球囊 mini TREK，雅培后扩球囊 TREK，雅培紫宝马导引导丝，雅培紫蓝马导引导丝，雅培 pilot 50 导引导丝，雅培 pilot 150 导引导丝，雅培 CROSS-IT 导引导丝，雅培血管缝合器，PL50 导丝 1010480H，PL150 导丝 1010481H；血管缝合器 12673；雅培血管支架美敦力 Medtronic 系列产品：指引导管 EBU3.5，EBU3.75，SAL、JR、JL 指引/导引导管系列各号；快速交换球囊 SPL 低压美球、NCSP 高压美球各号；动脉鞘 6F 7F 8F；药物洗脱支架 ESER 等。泰尔茂 TERUMO 系列产品：血管造影导管 RH*BH14110M 单弯管，RH*5TIG110M 多功能管，RF*DG35008M 肝管，MC-PE27171 微导管，RH*5SP0061M 猪尾巴，RH*6JL3500M 左右 3.5/4.0 造影导管，RF*DG55008M C2 蛇管，RF*95007M 亚西诺管，RF*DG15008M 胃左管，RF*EA15010M 西蒙管微导管，泥鳅导丝，止血带，动脉鞘，造影导管，球囊系列 150CM，黑泥鳅导丝型号 RF*GA35153M，加硬泥鳅导丝 RF*PA35153M；260CM 黑泥鳅导丝 RF*GA35263M，加硬泥鳅导丝 RF*PA352633M，RS*A50K10SQ 股动脉鞘，RS*A50G16SQZ 桡动脉鞘，XX*RF06 止血带；泰尔茂球囊扩张导管 Ryujin，Tazuna，飞龙 Hiryu，6F 封合器，8F 封合器，鼻肠胃管等。强生 Cordis 系列产品：康帝思封堵器，强生灌注导管，Sofia 远端通路导管，强生滤器，强生 JL 指引导管，强生 JR 指引导管，强生 XB 指引导管，强生 XBRCA 指引导管，强生鞘，强生血管造影导管，强生诊断导丝，451-503H5 猪尾巴导管，451-506HO MP A1，451-535HO 猎人头管 H1，451-514HO 弯管管，(JL3.5/JL4，JR3.5/JR4，AL.75/AL1/AL2，XB3.0/XB3.5/XB4.0，AR1/AR2，XBRCA) 造影导管/指引导管，12-004943 穿刺针，466-P306A TrapEase 滤器，670-258-00 6FMPD 指引导管，588-842P 8F MPA1 指引导管，416-2040L MAXILD 系列球囊，504-616Z 桡动脉鞘，504-615Z 桡动脉鞘等。麦瑞通 Merit 系列产品：麦瑞通三连三通，麦瑞通注射器，麦瑞通高压连接管，麦瑞通压力泵，麦瑞通三连三通，麦瑞通造影导丝，造影导管，载药微球，压力延长管：PM6136，PM6148；冠状动脉注射器：CCS600，CCS100；栓塞微粒球：S210GH，S410GH，S610GH，S810GH；穿刺针及附件 AD18T71W，造影导丝 IQ35F150J3，联通板 503HN-R，血管成形术套件 MAP152，充盈压力泵系统 IN4130，血管内异物圈套器 EN2006015 等。波科 Boston scientific 系列产品：波科 WALLSTENT 颈动脉支架，预装血管支架系统 SD LD，PTA 球囊扩张导管（MUSTANG），PTA 球囊扩张导管（Sterling），波科 Boston 弹簧圈，EV3 可解脱弹簧圈 APB 圈，QC 弹簧圈，波科 Boston 预扩球囊 Maverick2，波科切割球囊，波科颈动脉 wallsten，波科成像导管，波科压力导丝，波科加硬导丝 amplatz super stiff，波科旋磨导丝，导丝 IQ 波科，PTCA 球囊扩张导管；延长导管 Guidezilla；切割球囊 FCB；V18 导丝，PT2 导丝，PE PLUS 依维莫司支架等。朝日 ASAHI 系列产品：朝日 M3 导引导丝，朝日神经导丝 WAIN-CKI，朝日 M6 导引导丝，朝日 M9 导引导丝，朝日 sion 导引导丝，朝日 sionBlue 导引导丝，朝日 Gaia First 导引导丝，朝日 Gaia Second 导引导丝，朝日 coquest 导引导丝，RINATO:AGH46000，Fielder:AGP140000，FielderFC:AGP140001，FielderXT:AGP140002，FielderXT-R:APW14R005S，FielderXT-A:APW14R009S 涉及心内介入，神经介入，外周介入，妇产介入，普通介入，泌尿介入，穿刺活检及外科等科室的各种耗材产品。