

远端通路导管 SOFIA

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 远端通路导管 SOFIA |
| 公司名称 | 上海美伯斯医疗科技有限公司 |
| 价格 | 25000.00/根 |
| 规格参数 | 品牌:MicroVention 型号:Headway21 产地:美国 |
| 公司地址 | 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区老芦公路536号 |
| 联系电话 | 13770699905 13770699905 |

产品详情

产品名称：远端通路导管SOFIA、远端通路导管、索菲亚导管、远端通路导管SOFIA、远端通路导管 React 68 Catheter

产品型号：型号规格：DA5115ST，DA5125ST，DA6115ST，DA6125ST，DA6131ST，DA6135ST

医疗器械注册证编号：国械注进20193030007

适用范围：该产品适用于一般性血管内使用，包括神经血管和外周血管系统；有助于导入诊断性或治疗装置；不适用于冠状动脉。

结构及组成：该产品是一种非锥形的单腔导管，导管内壁材料为聚四氟乙烯和聚烯烃，管身使用不锈钢线圈和编织丝双层复合结构，导管外壁材料为聚氨酯、PEBAX和聚酰胺，外表面带有亲水涂层。远端部分具有蒸汽可塑性，并带有不透射线标记。亲水涂层材料为Hydak B-23K和Hydak A-15。包装内还有附件导入鞘管和蒸汽塑形杆。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期两年六个月。

| 产品名称 | 注册证号 | 产品规格 | 产品型号 |
|--------------------------|-----------------|--|----------|
| 远端通路导管 | 国械注准20193031066 | SM*DAC-6C125、SM*DAC-6C C型、S型130、SM*DAC-5S125、SM*DA C-5S130、SM*DAC-6S125、SM*DAC-6S130 | |
| 远端通路导管 React 68 Catheter | 国械注进20193030605 | REACT-68 | REACT-68 |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|---|---|
| 远端通路导管 | 国械注准20193031066 | SM*DAC-6C095、SM*DAC-6C C型、S型105、SM*DAC-6C115、SM*DAC-5S105、SM*DAC-5S115、SM*DAC-6S095、SM*DAC-6S105、SM*DAC-6S115 | |
| 远端通路导管 | 国械注准20213030084 | DAC6F131 | DAC6F131 |
| 远端通路导管 | 国械注准20213030084 | DAC6F115 | DAC6F115 |
| 远端通路导管 | 国械注准20213030084 | DAC6F125 | DAC6F125 |
| 远端通路导管 | 国械注准20203030818 | B1555115：外径：5F，内径：0.055in，有效长度：115cm；B1555125：外径：5F，内径：0.055in，有效长度：125cm； | B1555115、B1555125 |
| 远端通路导管 | 国械注准20203030818 | B1670105：外径：6F，内径：0.070in，有效长度：105cm；B1670115：外径：6F，内径：0.070in，有效长度：115cm；B1670125：外径：6F，内径：0.070in，有效长度：125cm； | B1670105、B1670115、B1670125 |
| 远端通路导管React 71 Catheter | 国械注进20203030412 | REACT-71 | REACT-71 |
| 远端通路导管 | 国械注准20213030517 | 导管内径0.068inch，长度115cm、125cm、131cm | 68MJ115，68MJ125，68MJ131 |
| 远端通路导管 | 国械注进2019303007 | DA5115ST、DA5125ST、DA6115ST、DA5125ST、DA6115ST、DA6125ST、DA6131ST、DA6135ST、DA5105EX、DA5115EX | DA5115ST、DA5125ST、DA6115ST、DA5125ST、DA6115ST、DA6125ST、DA6131ST、DA6135ST、DA5105EX、DA5115EX |
| 远端通路导管 | 国械注准20213030485 | DAC6-095、DAC6-105、DAC6-115 | DAC6-095、DAC6-105、DAC6-115 |
| 远端通路导管 | 国械注准20213030485 | DAC5-125、DAC5-130 | DAC5-125、DAC5-130 |
| 远端通路导管 | 国械注准20213030485 | DAC5-095、DAC5-105、DAC5-115 | DAC5-095、DAC5-105、DAC5-115 |
| 远端通路导管 | 国械注准20213030485 | DAC6-125、DAC6-130 | DAC6-125、DAC6-130 |
| 远端通路导管 | 国械注准20213030485 | DAC4-125、DAC4-130、DAC4-140、DAC4-148 | DAC4-125、DAC4-130、DAC4-140、DAC4-148 |
| 远端通路导管 | 国械注进20153033928 | 外径（mm）：1.3、1.45、1.75、2.1，内径（mm）：0.9、1.1、1.4、1.8，长度（cm）：105、115、120、125、130、136 | 90720；90721；90730；90731；90760；90761；90762；90770；90771 |
| 远端通路导管 | 国械注准2020303088 | DC-055-105；DC-055-115；DC-055-117；DC-055-125；DC-055-132；DC-060-105；DC-060-115；DC-060-117；DC-060-125 | DC-055-105；DC-055-115；DC-055-117；DC-055-125；DC-055-132；DC-060-105；DC-060-115；DC-060-117；DC-060-125；DC-060-132；DC-060-135；DC-060-138 |

; DC-060-132 ; DC-068-105 ; 060-132 ; DC-068-105 ; DC-068-115 ; DC-068-117 ; DC 15 ; DC-068-117 ; DC-068-125 ; -068-125 ; DC-068-132 ; DC-07 DC-068-132 ; DC-072-095 ; DC 2-095 ; DC-072-105 ; DC-072-1 072-105 ; DC-072-115 ; DC-072 15 ; DC-072-117 ; DC-072-125 17 ; DC-072-125 ; DC-072-132 ; DC-072-132

上海美伯斯医疗科技有限公司经营产品有：爱德华Edwards取栓导管，美创溶栓导管，可调弯导管，封堵球囊，微创Apollo颅内动脉支架系统，戈德曼Y3三件套，戈德曼血栓抽吸导管，成像导管，外周血管支架，瓣膜，活瓣，微导管，切割球囊。

库克COOK系列产品：

灌注导管，PVA栓塞微粒，腔静脉滤器回收系统，RUPS经颈静脉肝内穿刺器械套装，抗折长鞘，穿刺针，黄金标记导管，溶栓导管，一步法穿刺针，内外引流管，外引流管，血管造影导管：RH肝管，C2蛇管，VTK导管，RUC子宫管，DAV导管，KMP多功能管，RLG胃左管，VERT单弯管，SIM1/SIM2/SIM3西蒙管，PIG猪尾巴导管，MIK米克管，BSDN-18-7.0穿刺针，弹枪式QC活检针，胆道外引流管，胆道内外引流管，普通栓塞弹簧圈，.18微弹簧圈，血管鞘RCF鞘组，ATB球囊，郁金香滤器，郁金香滤器回收器，血管支架，PTCD经皮导入器（一步法穿刺）等。

史赛克系列产品：

可解脱弹簧圈（商品名：Target），弹簧圈(商品名：GDC 360)，导引导管(商品名：Guider Softip)，弹簧圈(商品名：GDC-10 UltraSoft)，取栓支架 Trevo XP Provue Retriever，球囊导引导管 FlowGate2 Balloon Guide Catheter，微导管Trevo Pro 18，微导管，导丝（，PTA球囊导管(商品名：Gateway)，Excelsior SL-10微导管，Excelsior XT-27微导管，导丝(商品名：Transend)，颅内支架系统（商品名：Neuroform EZ），电源线，可脱弹簧圈(商品名：Matrix2)，预塑形微导管(商品名：Excelsior)，球囊导引导管，颅内支架系统(商品名：Neuroform3)，分离系统（商品名：Inzone），支架系统(商品名：Wingspan)，取栓系统 Trevo Provue，微导管 Excelsior XT-17 Microcatheter，颅内支持导管 AXS Catalyst Distal Access Catheter，神经导丝Synchro（1301, 1302, 1331, 1332，1631, 1633，2601, 2611, 2641, 2642, 2631, 2632, 2651, 2652），可解脱弹簧圈 Target Detachable Coils，自体血液回输器，远端通路导管，微导管 Trevo Pro 14 Microcatheter，颅内支架系统 Neuroform Atlas Stent System

EV3系列产品：

Rebar18微导管，Echelon10直头微导管，Echelon10弯头微导管，Apollo微导管，可解脱弹簧圈（商品名：Axiom Detachable Coil），可解脱弹簧圈（商品名：Axiom），球囊扩张用注射器（商品名：Cadence），外周斑块切除系统（商品名：TurboHawk），外周血管慢性闭塞病变导管，腹膜透析管及附件，封堵球囊导管系统（商品名：HyperForm），球囊扩张导管，可解脱弹簧圈 Axiom Prime Detachable Coil System，电解系统，可解脱弹簧圈（商品名：Axiom Nylon），导管（商品名：Marksman），导丝，外周自膨式支架系统（商品名：Protégé TMEverFlex），中心静脉导管套件，支持导管（商品名：TrailBlazer），静脉腔频闭合导管，液态栓塞系统（商品名：Onyx），颅内取栓支架 Solitaire FR Revascularization Device，微导管（商品名Rebar），漂浮微导管（商品名：Marathon），支架系统（商品名:ParamountMiniGPS），导丝Wholey Guidewire System，封堵球囊导管系统（HyperGlide），血液透析用中心静脉导管套件，自膨式支架系统（商品名：Protégé GPS），栓塞保护器（商品名：SpiderFX），栓塞器械（商品名：Pipeline），颅内支撑导管（商品名：Navien），导丝（商品名：Enteer），输液导管Cragg-McNamara Infusion Catheter，切刀驱动器，PTA扩张导管（商品名：Nanocross），Enteer Re-entry Catheter，PTA扩张导管（商品名：Nanocross），PTA扩张导管（商品名：Nanocross），导丝（商品名：Avigo），外周斑块切除系统 SilverHawkTM Peripheral Plaque Excision System，可解脱弹簧圈（商品名：Axiom PGLA），PTA扩张导管（商品名：Evercross），导丝 Nitrex Guidewire-14，导丝 Nitrex

Guidewire-18, 可解脱弹簧圈 Axium Prime Detachable
Coil, 外周自膨式支架系统, 神经血管重塑装置 (商品名: Solitaire
AB), 微导管(商品名: Echelon), “鹅颈”式抓捕套件 Amplatz Goose Neck Snare Kit

美科微先MicroVention系列产品:

微导管(Headway17advanced), 颅内超微支架系统 (LVIS Jr), 栓塞系统, 栓塞系统 (Hydrosoft1&1.5), 栓塞系统 (Hydrosoft), 栓塞系统 (Hydroframe), 弹簧圈系统, 弹簧圈系统 (Cosmos 10 Cosmos 18), 自膨式动脉瘤瘤内栓塞系统 WEB Aneurysm Embolization System, 封堵球囊导管系统, 微导管, 弹簧圈系统 (Cosmos 10 Cosmos 18), 远端通路导管, 微导丝traxcess

本公司Abbott系列产品:

雅培Omnalink支架, BMW导引导丝: 蓝宝马导丝100780HC, 紫宝马导丝1009664; 导引导丝1003309H, 雅培预扩球囊mini TREK, 雅培后扩球囊TREK, 雅培紫宝马导引导丝,

雅培紫蓝马导引导丝, 雅培pilot50导引导丝, 雅培pilot150导引导丝, 雅培CROSS-IT 导引导丝, 雅培血管缝合器, PL50导丝1010480H, PL150导丝1010481H; 血管缝合器12673; 雅培血管支架

美敦力Medthonic系列产品:

指引导管EBU3.5, EBU3.75, SAL、JR、JL指引/导引导管系列各号; 快速交换球囊 SPL低压美球、NCSP高压美球各号; 动脉鞘6F 7F 8F; 药物洗脱支架ESER 等。

泰尔茂TERUMO系列产品:

血管造影导管RH*BH14110M单弯管, RH*5TIG110M多功能管, RF*DG35008M肝管, MC-PE27171微导管, RH*5SP0061M猪尾巴, RH*6JL3500M左右3.5/4.0造影导管, RF*DG55008M C2蛇管, RF*95007M亚西诺管, RF*DG15008M胃左管, RF*EA15010M西蒙管

微导管, 泥鳅导丝, 止血带, 动脉鞘, 造影导管, 球囊系列150CM, 黑泥鳅导丝型号RF*GA35153M, 加硬泥鳅导丝RF*PA35153M;

260CM黑泥鳅导丝RF*GA35263M, 加硬泥鳅导丝RF*PA352633M, RS*A50K10SQ股动脉鞘, RS*A50G16SQ Z桡动脉鞘, XX*RF06止血带; 泰尔茂球囊扩张导管Ryujin, Tazuna, 飞龙Hiryu, 6F封合器, 8F封合器, 鼻肠胃管等。

强生Cordis系列产品:

康帝思封堵器, 强生灌注导管, Sofia远端通路导管, 强生滤器, 强生JL指引导管, 强生JR指引导管, 强生XB指引导管, 强生XBRCA指引导管, 强生鞘, 强生血管造影导管, 强生诊断导丝, 451-503H5猪尾巴导管, 451-506HO MP A1, 451-535HO 猎人头管H1, 451-514HO弯管管, (JL3.5/JL4, JR3.5/JR4, AL.75/AL 1/AL2, XB3.0/XB3.5/XB4.0, AR1/AR2, XBRCA)造影导管/指引导管, 12-004943穿刺针, 466-P306A TrapEase滤器, 670-258-00 6FMPD指引导管, 588-842P 8F MPA1指引导管, 416-2040L MAXILD系列球囊, 504-616Z桡动脉鞘, 504-615Z桡动脉鞘等。

麦瑞通Merit系列产品:

麦瑞通三连三通, 麦瑞通注射器, 麦瑞通高压连接管, 麦瑞通压力泵, 麦瑞通三连三通, 麦瑞通造影导丝, 造影导管, 载药微球, 压力延长管: PM6136, PM6148; 冠状动脉注射器: CCS600, CCS100; 栓塞

微粒球：S210GH，S410GH，S610GH，S810GH；穿刺针及附件AD18T71W，造影导丝IQ35F150J3，联通板503HN-R，血管成形术套件MAP152，充盈压力泵系统IN4130，血管内异物圈套器EN2006015等。

波科Boston scientific 系列产品：

波科WALLSTENT颈动脉支架，预装血管支架系统SD LD，PTA球囊扩张导管（MUSTANG），PTA球囊扩张导管（Sterling），波科Boston弹簧圈，EV3可解脱弹簧圈 APB圈，QC弹簧圈，波科Boston预扩球囊Maverick2，波科切割球囊，波科颈动脉wallsten，波科成像导管，波科压力导丝，波科加硬导丝amplatz super stiff，波科旋磨导丝，导丝IQ波科，PTCA球囊扩张导管；延长导管Guidezilla；切割球囊FCB；V18导丝，PT2导丝，PE PLUS依维莫司支架等。

朝日ASAHI系列产品：

朝日M3导引导丝，朝日神经导丝WAIN-

CKI，朝日M6导引导丝，朝日M9导引导丝，朝日sion导引导丝，朝日sionBlue导引导丝，朝日Gaia First导引导丝，朝日Gaia Second导引导丝，朝日coquest导引导丝，RINATO:AGH46000，Fielder:AGP140000，FielderFC:AGP140001，FielderXT:AGP140002，FielderXT-R:APW14R005S，FielderXT-A:APW14R009S

涉及心内介入，神经介入，外周介入，妇产介入，普通介入，泌尿介入，穿刺活检及外科等科室的各种耗材产品。