

口罩细菌过滤效率（BFE）合成血液穿透测试

产品名称	口罩细菌过滤效率（BFE）合成血液穿透测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

澳洲 AS4381: 2015、中国YY0469-2011, YY/T0969-2013 和 GB15979、欧盟 EN 14683: 2019+AC: 2019、美国 ASTM F2100-19等，能满足口罩出口不同国家及注册的要求。

ASTM F2100-19	测试方法	Level 1	Level 2	Level 3
细菌过滤效率 BFE %	ASTM F2101	95	98	
颗粒过滤效率 PFE % @0.1微米	ASTM F2299			
压力差 (mmHO /cm)	EN 14683	<5.0	<6.0	
合成血液渗透阻 力 (mmHg)	ASTM F1862	80	120	160
可燃性测试	16 CFR 1610	Class 1		

EN 14683: 2019	Type I	Type II	Type IIR
压力差(Delta P) (Pa/cm)	<40	<60	

耐溅 (kPa)

不需要

16.0

(120 mmHg)

微生物清洁度 (CFU/g)