

大树全元素营养吊袋液——促进生根提高成活 树木吊吊针液输液袋

产品名称	大树全元素营养吊袋液——促进生根提高成活 树木吊吊针液输液袋
公司名称	杨凌绿保农林科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西咸阳市杨陵区邠城路，西北农林科技大学
联系电话	02987081921 18681942208

产品详情

大树全元素营养吊袋液——促进生根提高成活 树木吊吊针液输液袋 产品规格：1000ml × 12袋

功效：衰弱复壮 根弱回芽 促分蘖 发新根

功能：富含多种植物必须元素；激活细胞 强化营养；促进快速生根 提高成活率。

产品特点：本品可迅速在树体双向传导，给树体输入生命平衡液，能及时提供多种植物发芽和生根的必需微量元素，快速促进移栽大树发芽和生根，恢复树势，从而提高移栽成活率、增强树体抗逆性、预防生理性病害；本品具有用量省、见效快、环保等特点

用法用量：

用4.5-5.0mm钻头，斜向下呈30-45度角钻孔（钻孔位置：距树干基部20cm开孔为宜），钻至木质部3-5cm。孔与孔之间上下、左右错开。逐一排出输液管内空气后插入输液针头并调整流速，以吊针液不溢出插口为宜。如长时间吊针液未减少，请检查输液针孔是否堵塞。用量见下表：

树木胸径 (cm) 7-10 钻孔个数 (个) 2 吊袋数量 (个) 1

树木胸径 (cm) 10-20 钻孔个数 (个) 4 吊袋数量 (个) 2

树木胸径 (cm) 20-30 钻孔个数 (个) 6 吊袋数量 (个) 3

树木胸径 (cm) 30cm 钻孔个数 (个) 8 吊袋数量 (个) 4

注：输液结束时根据树势，并结合环境气候情况判断是否继续输液；如需继续输

液，直接更换吊针液或拌肥王浓缩液调配后灌入即可。

适用范围：大树移栽，园林古树复壮，行道树的管理养护及复壮。特别适用于新移栽的大乔木，大灌木及非正常季节的乔木移栽。是园林养护的必备品。

注意事项：

- 1、主干胸径小于6cm幼树不宜使用。
- 2、不可在吊针液中随意加入其它物质。夏季输液，夜间佳，避免白天因高温输液而造成树木损伤。
- 3、持续输液时间不宜超过30天，空袋现象会影响输液孔的愈合。
- 4、输液完成及时去除输液针，针孔消毒后用干树枝或泥土封堵，用邦尼封伤口愈合剂处理更佳。

技术合作：西北农林科技大学 南京农业大学

