

中医康复之光——低温冲击镇痛治疗仪-疼痛治疗仪

产品名称	中医康复之光——低温冲击镇痛治疗仪-疼痛治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	原理:co2低温冲击疗法 功能:低温冲击、冷空气、水溶灸 喷头:三喷头，多功能
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

河南清领CR800系列低温冲击镇痛仪

低温冲击正治疗仪是一种创新的非接触性、无创、可以直达痛源的疼痛自然疗法。他可以是疼痛的局部快速消肿止痛，从而达到治疗的目的，目前国内外对于低温康复的应用是十分广泛的，特别是运动领域。

从生理学的角度来看，正常状态下检测到的血清中酶浓度很低，高强度比赛会使肌细胞膜的通透性增加甚至导致肌纤维不同程度地损伤，某些酶溢出肌细胞，造成血清酶活性增加。其中，变化为明显是血清肌酸激酶活性。在高强度比赛后，由肌细胞透出的肌酸激酶相应增多，也标志着肌肉发生运动性损伤。

有研究报告指出，重复10-20次使用超低温冷疗后，人体的机体免疫球蛋白活性会增高，机体的免疫功能会提高，同时伴有机体总的氧化状态和炎症反应程度的下降。

清领体外低温冲击镇痛治疗设备

产品用途：低温冲击镇痛治疗 康复理疗

使用方法：经过低温冲击镇痛仪治疗手柄喷出高压二氧化碳气体（干冰），在30秒内把治疗部分的皮肤从体表温度直接降到4℃以下，从而达到深度温感冲击的效果。这种深度温感冲击随即会引起一系列的生理作用，从而快速起到消肿、缓痛、解除、准确修复、抑制恶化的作用。

产品优势：和传统疗法相比，该疗法具有恢复快、痛感降低快等优点。以往治疗关节扭伤，会先进行冷敷以缓解肿胀，但是患者的疼痛感仍比较强烈，消肿速度也比较慢。采用低温冲击疗法后，消肿速度是冷敷的两倍，患者的疼痛感明显降低，恢复效果也更好。

产品作用：

可使局部血管扩张，

改善血液循环

促进炎症的消散

降低痛觉神经的兴奋性，有效缓解疼痛。

使局部血管扩张，减轻深部组织充血。

对老人、婴幼儿、体温过低、末梢循环不良者，具有保暖作用，增强患者舒适感