

# 清领物理降温仪-为儿童退烧降温保驾护航

产品名称	清领物理降温仪-为儿童退烧降温保驾护航
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:二类治疗类 功能:冷敷、音乐治疗、体温监测 作用:退烧降温。颅脑保护
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### 儿童物理降温仪

针对上呼吸道感染引起的发烧发热降温设备。

上呼吸道感染包含发烧感冒、肺部感染等，少年儿童均值每一年会出现3-8次，发烧发热、流鼻涕、咳嗽是其一般主要表现，造成传染的元凶是病原菌，如病毒感染或是病菌等。病毒是少年儿童上呼吸道感染的重要病原菌，不一样病原菌可引起同一病症，同一病原菌也可造成不一样病症，混合感染经常发生，因而少年儿童上呼吸道感染应前期确立病原菌进而开展物理学诊治和安全用药。

急性上呼吸道传染的特性：少年儿童上呼吸道感染病源繁杂多种多样，包含病毒感染、病菌、非典型病原体、细菌等，在其中急性上呼吸道感染是常见的传染性疾病，90%前后由病毒感染导致，细菌性感染常继发于病毒性感染以后，是童年时常见疾病。急性上呼吸道感染一年四季都可出现，以春冬时节患病率高。

少年儿童急性上呼吸道感染症状体征:

病况轻和重水平差别很大，一般年长儿比较轻，婴儿时期则危重症比较多。替伏期多见2~3天或稍久。

轻疾：仅有鼻子病症，一般包括鼻子堵、流鼻水、打喷嚏、鼻子不通或者头晕的症状，像发烧感冒一般是属于呼吸感染的范围，可以从3~4日内当然治愈；如感染涉及到咽喉部，经常出现发烫、咽喉痛、扁桃体发炎及咽后壁淋巴组织血肿和增长，有时候淋巴结可轻微肿胀；发烫可持续性2~3天至1周左右；在婴儿常易导致恶心呕吐和拉肚子。

危重症：人体体温可以达到39~40 或者更高，伴随冷感、头疼、浑身无力、胃口骤减、睡觉躁动不安等，可由于咽喉部分必物造成较频繁地干咳。

清领产品研发一款对于少年儿童病毒性感染所引起的发烧发热退热减温的冰敷商品——物理退烧仪

物理退烧仪选用航空航天级电子制冷技术性，融合智能温控系统和自动式循环系统基本原理，可以实现对病人控温可持续性推进式冰敷，控温持续不断的物理退烧带去发烫病人发热量，为发烫病人医治打开高效率、安全性、方便快捷的预防措施。

发烫是婴幼儿时期普遍的病症之一，由于年幼宝宝并没有完善的特异性免疫作用，持续高热不但会阻拦中神经系统功能发挥，并且使热量的使用量增多，严重危害着新生儿的人身安全。采用积极主动的减温对策，把新生儿的人体体温操纵在范围内，是预防宝宝高烧的重要环节。选用物理退烧可以进一步降低患者人体体温，能够缓解高烧患者不良反应，改进入睡状况，减轻患者家长的焦虑心态，保证患者人身安全。

## 医疗使用价值

不断物理退烧，带去发热量，降低继发性对患者的伤害。

协同药品应用，提升减温速率，降低各种各样不良反应。

温度控制器，控温医治，增强医治安全系数。

有利于患者排热，提升体验，缓解患者烦躁不安、痛楚心态。

冰敷环境温度可调式可控性，降低冰凉刺激性，提升医治舒适度。

环境温度在17 ~ 39 间，环境温度可调式，步进电机数值1 。

整个设备净重仅是2.5kg

快速降温在3分钟之内做到设定值

该医治新项目早已列入《全国医疗服务价格项目规范》甲类医疗保险报销