

移动式气溶胶空气消毒机-双氧水空气消毒器

产品名称	移动式气溶胶空气消毒机-双氧水空气消毒器
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:煜博 产地:河南郑州 核心参数:**参数百分百锁标
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

双氧水空气消毒器

型号规格：YZD-Y-A02

大气气溶胶一般容积特别小,可以伴随着空气流动而行走,通过采用双氧水空气消毒器有目的性的消杀灭菌之后慢慢的地基沉降,进而丧失感染性。

大气气溶胶感染并不是大伙儿误认为简单地方式的“空气传播”。一般大气气溶胶关键存在密闭空间,在没有自然通风的密闭空间。如饭店、家用电梯、飞机场、电影院、主会场

库房等气体流通性差地区。通过气体消杀灭菌后,室内通风,当自然通风标准上来,病毒感染稀释液到一定程度,风险性当然减少。

病毒感染可以通过呼吸系统飞沫传播,也就是俗称的大气气溶胶情况,因而注重干咳、打喷嚏要转过身、扭脸避开他人,要用纸巾或手肘掩住嘴鼻,与别人维持少1米

从这点讲,恰当搞好室内消毒的问题后,空气中的一般不会有新冠肺炎。较低浓度的的过氧化氢消毒器可以达到细菌芽孢6log杀灭实际效果,环状消毒杀菌三百六十度,适用密闭空间,院校,医院门诊,试验室等地方,消除大气气溶胶环境污染。

大家对于双氧水都很熟悉，高中的化学课程中应当经常提到。双氧水别名过氧化氢，可任意占比和水互溶，是一种比较强的氧化物。和水互溶后水溶液

用伤口消毒、环境消毒及其食品消毒。

过氧化氢消毒机是一种用以临床医学、流行病学与公共卫生学领域内的仪器设备。

室内空气消毒:0.2%过氧化物己酸或3%双氧水,用超音波喷雾器方式,使用量按10mL/m³ ~ 20mL/m³(或1g/m³)测算,

消毒杀菌

功效30min之后可以直接进。八、操作流程a)充注

液,特别注意液位仪