

源汇区洗面奶(膏)产品检测 感官指标检验

产品名称	源汇区洗面奶(膏)产品检测 感官指标检验
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	洗面奶(膏):感官指标检验 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

1 范围 本标准规定了洗面奶(膏)的产品分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于以清洁面部皮肤为主要目的，同时兼有保护皮肤作用的洗面奶(膏)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的版本。凡是不注日期的引用文件，其版本适用于本标准。

GB 52963 消费品使用说明 化妆品通用标签

GB/T 13531.1 化妆品通用试验方法 pH值的测定

QB/T 1684 化妆品检验规则

QB/T 1685 化妆品产品包装外观要求

QB/T 2286-1997 润肤乳液

JJF 1070—2000 定量包装商品净含量计量检验规则

国家技术监督局令[1995]第43号 定量包装商品计量监督规定

卫法监发[2002]第229号 化妆品卫生规范

3 产品分类

根据洗面奶(膏)产品的主要成分不同，可分为表面活性剂型和脂肪酸盐型二类。

4 要求

4.1 净含量偏差

应符合国家技术监督局令[1995]第43号规定。

5 试验方法

5.1 卫生指标

按卫法监发[2002]第229号中规定的方法检验。

5.2 感官指标

5.2.1 色泽

取试样在室温和非阳光直射下目测观察。

5.2.2 香气

取试样用嗅觉进行鉴别。

5.2.3 质感

取试样适量，在室温下涂于手背或双臂内侧。

5.3 理化指标

5.3.1 耐热

5.3.1.1 仪器

：温控精度 ± 1

5.3.1.2 操作程序

预先将调节到 (40 ± 1) ，把包装完整的试样一瓶置于内。24h后取出，恢复至室温后目测观察。

5.3.2 耐寒

5.3.2.1 仪器

冰箱：温控精度 ± 2 。

5.3.2.2 操作程序

预先将冰箱调节到 $-5 \sim -10$ ，把包装完整的试样一瓶置于冰箱内。24h后取出，恢复至室温后目测观察

。

5.3.3 pH

按GB/T 13531.1 中规定的方法测定(稀释法)。

5.3.4 离心分离

按QB/T 2286-1997 中57规定的方法测定。

5.4 净含量偏差

按JJF 1070-2000 中6.1.1规定的方法测定。

6 检验规则

按QB/T 1684 执行。

7 标志、包装、运输、贮存、保质期

7.1 销售包装的标志

按GB 5296.3 执行

7.2 包装

按QB/T 1685 执行。

7.3 运输

应轻装轻卸，按箱子图示标志堆放。避免剧烈震动、撞击和日晒雨淋。

7.4 贮存

应贮存在温度不高于38 的常温通风干燥仓库内，不得靠近水源、火炉或暖气。贮存时应距地面至少20cm，距内墙至少50cm，中间应留有通道。按箱子图示标志堆放，并严格掌握先进先出原则。

7.5 保质期

在符合规定的运输和贮存条件下，产品在包装完整和未经启封的情况下，保质期按销售包装标注执行。