

# 15-25度保存箱

产品名称	15-25度保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

## 产品详情

北京福意电器有限公司，成立于1999年，经过多年的发展，公司已通过ISO9001 管理体系认证。拥有自主品牌福意联，现有干燥箱、培养箱、高温箱、医用液体恒温箱、药品保存箱、2-8度冷藏柜、手术室保温柜、手术室报冷柜，公司以每年20%的销量增长。公司集研发、供应、销售、售后服务为一体，坚持“诚恳待客、服务科研”的经营理念，以企业为楷模，构筑了客户网络、产品得到了广泛的认同和支持。

商品信息 FYL-YS-50L 商品型号:FYL-YS-50L 输入电压:AC220V 制冷功率:85W 商品重量:18kg  
尺寸大小:430 × 480 × 510 (外) 360 × 370 × 420 (内) 商品容量:50L 所属类别:恒温系列 温度范围:4~48

北京福意联专业供应恒温箱、冷藏箱、冷冻箱、干燥箱。多年来，感谢行业内客户的给力支持。同时，您的鼎力支持也将是我们不断努力向前的动力。也希望您百忙之中提出宝贵的意见和建议以推动我们的发展和革新。如您有相关特殊温度保存箱的需求，欢迎您随时来电咨询。

- 注意事项: 1、仪器不允许在有潮湿及腐蚀性气体的环境中存放和使用。  
2、使用（长时间未使用情况下）本机必须工作2小时后方能作检测，以免使用数值不准确。 3、由于某些原因断电或停电，应立即关掉电源开关，若需重新启动，必须间隔30分钟以上方能开机，以免急速开机烧毁压缩机。 4、在搬运时严禁将仪器倾斜45°以上。 5、电压不稳定时，需用稳压器调节：220V 50H 215A 6、本仪器只可用于试验室化验用，不可做普通冰柜使用，否则不予保修。  
7、严禁在不使用时长时间运行。 8、本仪器经长途运输或搬运，需静置2小时以后方能使用。  
9、本仪器操作时必需按照说明操作，否则出现任何情况与本厂无关。