

# 福意联医用恒温箱FYL-YS-431L

产品名称	福意联医用恒温箱FYL-YS-431L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	67237.00/件
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

福意联医用恒温箱FYL-YS-431L相关-

术中输注液体与冲洗液体加温在术中低体温护理中的应用效果。方法：选择我院接收的手术患者 100例，根据入院治疗顺序随机分成对照组与观察组各50例，对照组采取液体不加温措施，观察组则在手术过程中将冲洗液体和输注液体加温为37℃，统计两组患者术中的体温变化情况及术中不良反应，并将结果进行对比。结果：经治疗后，观察组患者术中的体温变化幅度显著小于对照组，比较差异显著（ $P < 0.05$ ）；两组患者在术中没有出现明显的不良反应情况，比较差异不显著（ $P > 0.05$ ）。结论：对患者应用加温术中液体的方法安全，可以保证患者在手术过程中体温的稳定，为手术的成功完成提供了强有力的保证。

福意联医用恒温箱FYL-YS-431L用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

福意联医用恒温箱FYL-YS-431L产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

## 福意联医用恒温箱FYL-YS-431L公司说明-

北京福意电器有限公司推出的每一项产品，都本着客户至上的原则，每一个前进的脚步，都充分体现了对客户尊重与关怀。正因为如此，我们才能赢得客户，赢得青睐。凭借自身的、人才的优势为客户提供销售售后和售后。

福意联医用恒温箱FYL-YS-431L