

# 无锡有机肥料磷含量检测 腐殖酸 有机质检测

产品名称	无锡有机肥料磷含量检测 腐殖酸 有机质检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

1. 测全氮含量用吸管分别吸取蒸馏水 2mL（作空白用）、蒸馏水 2mL+1 滴肥料养分混合标准储备液（作标准用）、待测液 2mL于三个小试管中，分别依次加入：

肥料铵态氮 1 号试剂 4 滴肥料铵态氮 2 号试剂 4 滴肥料铵态氮 3 号试剂 4 滴摇匀，静置 5 分钟后，分别转移到比色皿中，上机测定： 拨动滤光片左轮使数值置 1，置空白液于光路中，按“比色”键，功能号切换至 1，按“调整+”键或“调整-”键，使仪器显示 100%。 将标准液置于光路中，按“比色”键，功能号切换至 3，按调整键，使仪器显示值为 9.00。 再将待测液置于光路中，此时显示值即为肥料全氮的含量（%）。

2. 测全磷含量用吸管分别吸取蒸馏水 2mL（作空白用）、蒸馏水 2mL+1 滴肥料养分混合标准储备液（作标准用）、待测液 2mL于三个小试管中，分别依次加入：肥料磷试剂 7 滴摇匀，静置 10 分钟后，分别转移到比色皿中上机测定： 拨动滤光片左轮使数值置 1，置空白液于光路中，按“比色”键，功能号切换至 1，按“调整+”键，仪器显示 100%；按“调整-”键，使液晶显示 100%。 按“比色”键，功能号切换至 3，将标准液置于光路中，按调整键，使液晶显示值为 9.00。 再将待测液置于光路中，此时显示值即为肥料全磷的含量（%）。

3. 全钾含量的测定用吸管分别吸取蒸馏水 2mL（作空白用）、蒸馏水 2mL+1 滴肥料养分混合标准储备液（作标准用）、待测液 2mL于三个小试管中，分别依次加入：肥料钾 1 号试剂 4 滴肥料钾 2 号试剂 4 滴充分摇匀，分别转移到比色皿中，上机测定： 拨动滤光片左轮使数值置 6，置空白液于光路中，按“比色”键，功能号切换至 1，按“调整+”键或“调整-”键，使仪器显示 100%。 将标准液置于光路中，按“比色”键，功能号切换至 3，按调整键，使仪器显示值为 14.00。 再将待测液置于光路中，此时显示值即为肥料全钾的含量（%）。