

手术室液体药品37度保温箱

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 手术室液体药品37度保温箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 87184.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流 |
| 公司地址 | 北京 |
| 联系电话 | 010-63383689 13601307736 |

产品详情

-福意联始终秉持“以礼敬人，以诚树德”的思想理念，凭着的，一优秀人才，的监管打造出企业自有品牌,为我国的控温有关工作贡献力量.变成颇具责任感、受人喜爱的中国公司！诊室液态药物37度保温箱体
技术参数：产品规格：FYL-YS-151L 产品品种：控温 产品形式：立柱式 制冷/加热方法：风冷式 电阻丝
制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 环境温度：0-100

尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部结构规格（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L 净重（kg）：64kg 显示温度：LCD数字式 脚轮：有 止动底边：有 外门锁扣：有

报警设备：有 高低温试验报警设备、关闭电源警报、感应器故障预警、电池电量低警报、温度报警

产品规格：FYL-YS-281L 产品品种：温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W

尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部结构规格（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警设备：有 高低温试验报警设备、关闭电源警报、感应器故障预警、电池电量低警报

、温度报警,诊室液态药物37度保温箱体 产品规格：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w

尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部结构规格（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L 净重（kg）：129kg

报警设备：有 高低温试验报警设备、关闭电源警报、感应器故障预警、电池电量低警报、温度报警。诊

室液态药物37度保温箱体特性全智能操纵，数据显示温度，调节增加量为1 风冷系统，可以通过调节设

定值使箱里环境温度稳定保持在2~48 智能化控制风扇强制性空气循环系统，保证壳体内部结构温度均

匀性PTC瓷器复合型加温，加温温定，匀称致冷控温效果明显选用新式全封闭式制冷压缩机，运行均衡

，坚固耐用壳体内部结构选用高密度聚氨酯总体起泡，保温性能出色三层高韧性中空玻璃窗，内层为真

空处理，便于观查自动化技术霜作用，合适高湿地域，侧门防凝露安全门锁设定，避免随便打开，维护

物件安全使用嵌入式应用，壳体优质厚钢板防腐蚀化涂装工艺，美观大方好用 附件说明：选用全智能

智能控制系统，不用繁杂实际操作，仅需简易设定环境温度就可以，对作业人员没有任何特别要求。1.

本公司出售的全部商品质保一年，终身维护，质保期完全免费检修（人为要素、无法抗拒的天气现象

而引起的常见故障或损坏以外）。2. 用户可根据售后服务关难题，并获得确立解决方案。3.

在收到报障通知后，若不能解决问题，售后服务售后服务人员会到达现场并解决困难。4. 客户在正常

启动里出现性能故障时，本公司承诺之上售后服务售后。诊室液态药物37度保温箱体大量型号规格商品

规格参数：型号规格容量（升）温 范畴安全门锁工作电压（V）尺寸（长、宽、高）FYL-YS-150L150L2

-48 单锁220V , 50Hz59.5*57*86.5cmFYL-YS-230L230L59.5*59*121.5cmFYL-YS-280L280L59.5*57*144.5cmFYL-YS-310L310L59.5*69.5*131.5cmFYL-YS-430L430L59.5*68*180.5cmFYL-YS-151L151L0-100 双锁FYL-YS-281L281L81FYL-YS-431L431LFYL-YS-828L828L2-48 双锁126.5*68*183cmFYL-YS-1028L1028L126.5*68*215cm : 协助*售后服务 : 售后服务时长 : 7*24响应时间 : 1钟头给与解决方法应急售后服务 : 售后服务时长 : 7*24响应时间 : 1钟头给与解决方法硬件配置更换售后服务 : 售后服务时长 : 7*241、使用时查验开关电源,需有优良接地线。2、温箱无防爆电气设备,切忌将易燃物及挥发物物件放箱里加温。壳体周边不可以置放易燃物。3、箱里保持干净,放物网不能有锈,不然危害玻璃容器洁度。4、应用时要按时监看,以防环境温度调节危害使用体验或出事故。5、风机的电机轴承应半年给油。6、切忌拧动箱里感温器,放物件时一定要防止撞击感温器,不然环境温度不稳。7、维修时要关闭电源。诊室液态药物37度保温箱体供货周期服务承诺:1、商品供货周期:收到销售订单,一般3日内送货,尽可能按客户规定,如有特别要求,应提前竣工的,我司可尤其机构运营、组装,争取满足客户要求FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L诊室液态药物37度保温箱体勤发发