

创面修复可清创机-多功能超声清创治疗仪

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 创面修复可清创机-多功能超声清创治疗仪 |
| 公司名称 | 河南希彤医疗器械有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 类型:二类治疗类 功能:脉动压力清创 作用:创面治疗修复 |
| 公司地址 | 河南省郑州市金水区优胜北路 |
| 联系电话 | 19937037270 19937037270 |

产品详情

超声多功能清创机

多功能清创机是一种通过超声波雾化模块、脉动压力蠕动泵模块、负压吸引模块，利用不同的清创手柄和枪头对各种新鲜创面、慢性难愈合创面进行快速清理，有效除菌，便于创伤后续处理促进愈合的专用设备。

清创（Debridement）用于去除伤口中的坏死组织或异物。清创的方法很多，不同方法的定义和适应症不同。有些方法可能在某些情况下仍不被认同。外科和保守的锐器清创由于需要使用外科器械而被认为是创方法。

创伤、急救、手术水平的提高是杜绝患者后遗症、并发症和死亡的关键要素之一。MUI-T8型多功能洗清创机是一种处理各种外伤及手术伤口为先进的工具，与传统手工操作相比，它具有高效、省时、省力、省材料成本等特点。

慢性创面已由“伤”转变为“慢性病”

随着人口老龄化和疾病谱的改变，除创伤、烧伤等引起的急性创面外，各种疾病和其他原因导致的体表慢性难愈合创面患者数量明显增加，对体表慢性难愈合创面进行治疗的需求巨大。

以糖尿病足、压力性溃疡和医源性创面为代表的体表慢性难愈合创面具有种类多、涉及面广、发病机制复杂、治疗难度大等特征，在没有建设创面修复科以前，这些创面分散在医院大约7-8个科室治疗，处于“都在治疗，但是都没有专科治疗”的被动局面。

体表慢性难愈合创面由于发病原因疾病化（以疾病导致为主）、发病年龄中老龄化及公众重视程度不够的原因，加上许多创面患者属于低收入人群，患者因伤致贫和因伤返贫的现象时有发生，不仅加重患者和家庭负担，也给和谐社会的建设带来重要影响。

一、性能及优势

1. 省时安全：所有冲洗管道和冲洗液均采用一次性无菌包装，并置于机器外部，绝无污染，无需消毒。
2. 适用范围广：适用于所有手术外伤、骨伤、烧伤、皮肤病、糜烂组织以及所有的溃疡等的创面的清创，清洗彻底、愈合快。
3. 多功能清创机，功能强大，具有脉动压力清创、超声清创、负压吸引三重功能。

压力清创速度快，清创彻底，视野清晰，为提高手术质量和抢救赢得时间；

超声波清创对难愈合伤口组织如糖尿病足、窦道、瘘道、溃疡效果非常显著。超声波产生的空化效应能有效的去除细菌、坏死组织，对正常组织无任何伤害，不接触创面，达到无痛清创，同时可使药物能迅速进入深层组织，并能促进组织生长，加速愈合；

“易达康”多功能清创机除具有上述两大功能外，还具有负压吸引回收废液的功能，使诊室和病床保持干净整洁、避免污染、减少医护人员的劳动强度；

温馨的预温设计，让患者感受到更加的舒适、体贴。

4. 人性化的设计：具有上下限压力报警、液位报警等功能，清洗枪具有不同柱状，伞状、雾状及脉动设计让操作者使用起来更加得心应手。

临床大量试验结论证明，多功能清创机适合各类不同程度的急慢性感染伤口、创面治疗以及各类手术中的运用，去除细菌数较之单纯倒水冲洗提高1-2个数量级，细菌清除率达98%以上，加快创面愈合，创面愈合率提高，受治疗病员疼痛感轻微，无任何副作用。