

瑞典MAB 探针销售 瑞典MAB 探针 北京铭泰佳信公司

产品名称	瑞典MAB 探针销售 瑞典MAB 探针 北京铭泰佳信公司
公司名称	北京铭泰佳信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区和平街东土城路12号院怡和阳光C座1502室
联系电话	15201589567 15201589567

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京铭泰佳信科技有限公司

微透析分析仪的主要特点

实时侦测能量代谢物质的浓度变化；

可同时监测八组实验，分析16份样品；

能在2分钟内完成样品分析；

低浓度检品灵敏，更适合研究工作；

自动冲洗和自动校准，具有良好的质量控制；

触摸屏设计，操作简便；

使用ICUpilotTM软件，方便对数据进行查询、比较和计算。

动物微透析分析仪是一部专门为微透析样品分析而设计的分析仪，使用酵素反应试剂与比色计测量方式

，监控体内任何组织与器微透析样品的葡萄糖、乳酸、丙酮酸、甘油、谷氨酸和尿素的变化。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多微透析分析仪的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

微透析分析仪的特点

- 1.研究药动学可从同一动物收集大量样本而不损失体液量，避免了传统研究方法中因采血后血容量减少所造成对药分布及消除的影响，其时间分辨性可使药动学资料。
- 2.样品体积恒定，样品中各成分浓度基本不变，膜对药的非特异性吸附较少。7.不会因在室温取样而酶解，提高样品稳定性，可从容地进行分离和测定。
- 3.损伤小，瑞典MAB
探针销售，使取样可在清醒、自由活动的动物体内多个器以及同一器多个位点连续取样，瑞典MAB探针报价，且动物本身自成空白对照，能准确及时掌握到药代谢的中间动态信息。

期望大家在选购微透析分析仪时多一份细心，少一份浮躁，不要错过细节疑问。想要了解更多微透析分析仪的相关资讯，欢迎拨打图片上的热线电话！！

微分析检测仪——产品特性详细介绍

ms级即时检测纪录，时间屏幕分辨率高 选用多用途的数据收集对光电催化数据信息开展即时收集（恒电位皮安法，引路电位法），能够与此同时转化成波型数据图表，即时检测频率从0-1000Hz可调式，瑞典MAB 探针技术，十分有利于对试验开展合理操纵。 纳米材料装饰电极完成脑内 物质检测的选择性非常高的检测选择性 通过数年的技术性累积，选用的纳米材料装饰电极来完成脑内特殊物质检测。电极开展长期的试验认证，瑞典MAB 探针，具备再现性强，回应敏感度好，可以防止脑内普遍物质的影响，对总体目标物具备极度的选择性等一系列优势。

瑞典MAB 探针销售-瑞典MAB 探针-北京铭泰佳信公司由北京铭泰佳信科技有限公司提供。北京铭泰佳信科技有限公司位于北京市朝阳区和平街东土城路12号院怡和阳光C座1502室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前铭泰佳信在中享有良好的声誉。铭泰佳信取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。铭泰佳信全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。