

# 全自动加压冷热敷机（骨科冷疗法）

产品名称	全自动加压冷热敷机（骨科冷疗法）
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 型号:TEMP220 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

全自动加压冷热敷机（骨科冷疗法）

型号：LF-660

冷疗法是将低于人体温度的物理因子作用于患处，使皮肤和内脏器官的血管收缩，改变人体局部或全身血液循环和新陈代谢状况，达到治疗目的一种治疗方法，起到降温、止痛、止血、减轻炎性水肿和渗出的作用。

冷疗能使神经纤维传递速度减慢，减少神经终板的兴奋性，提高痛阈，减轻疼痛，减缓细胞代谢，降低组织温度、炎症反应等。

冷疗在骨科各类疾病康复中的应用

闭合性软组织损伤

在创伤初期，急性软组织损伤后，机体局部皮下软组织撕裂出血、渗出，导致局部出现发红、发热、肿胀、疼痛、皮下淤血瘀斑、功能障碍等一系列临床症状，如不及时处理会迁延形成慢性损伤，遗留有疼痛、关节活动受限、肢体运动障碍等不适影响日常生活能力。冷疗法是公认的治疗运动损伤的方法。

通过临床观察表明，单独采用局部冷疗对急性闭合性软组织损伤的各个阶段均很有效，在急性期应用，有抗炎、防肿镇痛作用；在康复期，能促进伤肢早期功能锻炼及早期恢复。且持续冷疗的疗效优于间断冷疗。

然而关于冷疗的具体方式，是持续冷疗还是间断冷疗尚存在一定争议，在临床实际应用中，应综合考虑患者的损伤程度、全身情况以及对冷刺激的耐受程度，选择不同的方式。

## 设备特点：

- 1.技术科技：采用全自动半导体制冷系统，操作简单，准时简单，准备时间短，减轻医护人员工作强度。
- 2.工作时间：可长时间不间断连续工作，安全可靠。
- 3.功能强大：冷敷、热敷、脉动、加压器于一体。
- 4.适用范围广：各种外伤、骨伤、发热、发烧、疼痛肿胀等患者。
- 5.自动化程度高：液位探测装置，超限、超时、过载、过压、超温、缺水自锁保护装置。
- 6.安全保护功能：采用进口元件，性能稳定，免维护，易操作。

## 适用科室

骨科、中医科、康复理疗科、疼痛科、儿科、创伤烧伤科、手足外科、神经内科、神经外科、五官科、美容科、运动创伤科及各类发烧发热患者。