

清领冷热疗仪（加压冷热敷机）

产品名称	清领冷热疗仪（加压冷热敷机）
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 型号:TEMP220 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

清领冷热疗仪（加压冷热敷机）

冷疗法是将低于人体温度的物理因子作用于患处，使皮肤和内脏器官的血管收缩，改变人体局部或全身血液循环和新陈代谢状况，达到治疗目的一种治疗方法，起到降温、止痛、止血、减轻炎性水肿和渗出的作用。

全国甲类医保报销

全国统一收费编码，特殊物理降温，气压治疗，冷疗

产品原理:

冷敷机_采用全自动半导体制温和全自动脉动加压技术，通过模块化设计，可快速的对温度进行控制和设定，并可同时外加压力促进血液循环，再结合温度传导快，舒适保温，生物相容性好TPU聚氨酯材质的水囊冷，热敷于不同患处，用于不同人群，来达到绿色安全的治疗和康复之目的。冷疗能使神经纤维传递速度减慢，减少神经终板的兴奋性，提高痛阈，减轻疼痛，减缓细胞代谢，降低组织温度、炎症反应等。

产品特点:

性能特点: 采用全自动半导体制冷，热系统，制温速度快，免维护，对环境没污染。操作简单，准备时间短，减轻医护人员工作强度。

工作时间: 可长时间不间断连续工作，可持续工作四天四夜安全可靠。

功能强大:冷敷,热敷,脉动,加压于一体。

适用范围广:各种外伤,骨伤,发热,发烧,疼痛肿胀等患者。

自动化程度:液位探测装置,超限,超时,过载,过压,超温,缺水自锁保护装置。

安全保护功能:采用进口元件,性能稳定,免维护,易操作。

冷疗法的止痛机制大概可分为3方面:

冷疗作用于机体,使局部温度降低,使得感觉神经的反应输出变慢,减低神经冲动传导的速度,以减少疼痛的感觉,达到止痛的效果:

冷疗法促使血管收缩,减少组织出血的情况,进而减轻肿胀,进而减轻了肿胀带来的疼痛;

冷的感觉较疼痛感觉传递速度快,提高痛觉的阈值,从而减低对疼痛的感觉。

对于骨科和外伤造成的肢体肿胀在24小时内采用加压冷热敷机治疗已经被证明是安全有效的手段。医用冰囊敷机替代了所有冰敷的传统治疗方法,使用纯物理疗法,使用效果明显,操作方便,效果显著,产品选用气压型,专护型水囊,适应身体各个部位使用,给患者带来意想不到的治疗效果。