

清领全新冷热敷机、冰敷仪-低温冰敷康复达人

产品名称	清领全新冷热敷机、冰敷仪-低温冰敷康复达人
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:二类治疗类 型号:TEMP220 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

全自动加压冷热敷机

清领脉动加压冷热敷机是一种全新的冷敷、热敷和加压相结合的医疗设备，对损伤组织局部冷敷、加压，可达到止痛、消肿的作用。冷疗可以使局部血管收缩，血液减缓，并使毛细血管的渗透性降低，组织液外渗减少，局部代谢减缓，加快组织修复，能有效的减少炎性介质的释放。合理的对损伤组织局部冷敷，加压，可降低局部组织温度，收缩血管，减少皮下出血，减轻微循环及周围组织肿胀，同时降低神经末梢的兴奋度，提高疼痛阈值，达到止痛、消肿的作用。对各种外伤、软组织损伤及术前术后的肿胀、水肿、血肿、关节积血、积液等疼痛有明显改善效果。适用于各种关节炎，急慢性软组织，肌肉损伤，闭合性骨折，四肢骨折及关节术后的神经疼痛，急慢性软组织疼痛等。

收费标准：

该治疗项目已经纳入《全国医疗服务价格项目规范》甲类医保报销

编码	项目名称	计价单位	限价（元）		
			三级	二级	一级
121100001	特殊物理降温	次	25	23	20
340100024	气压治疗	部位	15	12	10
340100025	冷疗				

适用科室

骨科、中医科、康复理疗科、疼痛科、儿科、创伤烧伤科、手足外科、神经内科、神经外科、五官科、美容科、运动创伤科及各类发烧发热患者。

冷疗法是将低于人体温度的物理因子作用于患处，使皮肤和内脏器官的血管收缩，改变人体局部或

全身血液循环和新陈代谢状况，达到治疗目的一种治疗方法，起到降温、止痛、止血、减轻炎性水肿和渗出的作用。

目前在各类膝关节术后及康复训练的过程中，不少患者对冰敷疗法没有正确的认识，如冰敷的器具不规范(硬质冰袋)、冰敷时间不合理、冰敷体位不正确等，进而影响了膝关节术后康复的进程正确的冰敷方法对于控制瘢痕、关节囊、肌腱等软组织挛缩至关重要。冰敷的时机应在术后即开始进行，视皮肤的温度而确定时间和次数。

首先，冰敷的器具应该先选低温保持时间较长且软性材质的冰袋，有条件可购买清领冷热敷机，注意冰敷的面积应足够大以覆盖整个患处。这样冷疗的效果或更好。