

弱碱性犬咬伤清洗液-犬伤消毒液高端厂家

产品名称	弱碱性犬咬伤清洗液-犬伤消毒液高端厂家
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 型号:B (二维码) 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

犬咬伤冲洗液（弱碱性皮肤黏膜冲洗液）

重视创口的外科清创处理狂犬病暴露后导致发病死亡的原因中，伤口处理不当、清创不彻底是要的因素。另外，咬伤创口的感染率与外科处理有直接的关系。有文献报道，犬咬伤创口感染率高达18%~25%，而猫咬伤创口的感染率更是高达30%~80%。临床实践表明，早期、及时、彻底的外科清创不仅是预防狂犬病也是降低感染率的关键措施之。犬咬伤创口清创的主要目的就是利用物理、化学的方法尽可能清除创口内的坏死、失活组织、异物以及动物唾液、细菌、病毒等污染物。

应先用手指挤出伤口处的血,再用肥皂水(或其他弱碱性清洁剂)与流动清水(或生理盐水),交替清洗伤口至少15分钟,冲洗后用碘伏(或碘酒、酒精)消毒伤口,然后及时到狂犬病暴露处置门诊就医。

弱碱犬伤冲洗液：含有二癸基二甲基氯化铵、葡萄糖酸氯己定、表面活性成分等，高效杀毒，无刺激、8小时长效抑菌同时促进伤口快速愈合，有效降低犬伤并发感染和继发细菌感染率。

【产品型号】B型

【剂型】液体

【杀灭微生物类别】可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、真菌以及医院感染常见细菌。

【使用范围】本品适用于黏膜或者破损皮肤的伤口清洁、冲洗和消毒。

【使用方法】

1、将本品与蓝茗医疗用的多功能清创机连接，按照规范的冲洗流程进行清洁、冲洗、消毒。

2、用于皮肤和黏膜组织消毒时，将本品对准待消毒部位，直接冲洗作用3min以上。

【注意事项】

- 1、本品不能替代疫苗和药品。
- 2、本品不能与其他表面活性剂、碘或过氧化物同时使用；对铝或碳钢有腐蚀。
- 3、本品应储存于阴凉、干燥、通风处，避免阳光直晒。
- 4、本品仅供外用，不得口服；如果不慎将液体接触眼睛应立即用大量清水冲洗；置于儿童不易触及处。
- 5、本品限医疗卫生机构诊疗用。

使用犬伤清创机+弱碱性犬伤冲洗液+清水交替冲洗很重要!!!

狂犬病发作的死亡率几乎百分百，不可存**侥幸心理**

。2013年有新闻报道称，一位父亲用嘴为儿子吸被狂犬咬的伤口处毒血，自己舍不得打狂犬疫苗，一月后狂犬病病发身亡。所以被狗咬伤时，无论狗有无疾病都需要给患者及时处理伤口后注射疫苗。局部伤口处理越早越好，即使没有出血，也可能有肉眼无法看到的微小伤口。被狗咬伤后，立即由近心端向远心端挤压伤口，排去污血，但绝不能用嘴去吸伤口处的污血。

用20%的肥皂水（或弱碱性清洁剂）和一定压力的流动清水以及犬伤清创机交替彻底冲洗所有咬伤和抓伤处至少15分钟。如果伤口像**瓣膜**一样闭合着，应让伤口张开进行冲洗。尽快到医院，由医生用生理盐水将伤口洗净，清创，用无菌脱脂棉将伤口处残留液吸尽，然后用2-3%碘酒、0.5%的碘伏或者75%酒精涂擦伤口、处理伤口。正确处理伤口很重要。即使延迟1 - 2天甚至3 - 4天也不应忽视局部处理。

被犬咬的局部伤口原则上不缝合、不包扎、不涂软膏、不用粉剂，以利于伤口排毒，如伤口大且深、伤及大血管需要缝合包扎时，应以不妨碍引流。使用抗**狂犬病毒**血清和**狂犬疫苗**、**破伤风抗毒素**和其他抗感染处理，以控制狂犬病以外的其他感染，但注射部位应错开。

狂犬疫苗

注射原则上是接种越早效果越好，在24小时内注射，并按照医生给的日期表进行全程共5针的注射。但是，超过24小时也应与刚遭暴露者一样尽快给予补注射，必要时应包括使用**狂犬病免疫球蛋白**。

使用疫苗后在注射地点观察半个小时，没有过敏反应后才可离开医院，注意多喝水，不要剧烈运动，当天不要让针眼碰水，避免烟、酒、浓茶、辛辣、刺激的食物，有任何不适立即到医院就诊。

被犬咬伤后应严格按照以上流程进行初步处置，有任何疑问请立即咨询医院或疾病预防控制中心。