

全自动内镜清洗机

产品名称	全自动内镜清洗机
公司名称	泰迪康医疗科技（江苏）有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	
公司地址	泰州市高港区白马镇陆家村赵港组
联系电话	0523-86181235 18168532767

产品详情

内镜清洗机设备参数及性能特点：1、设备外形尺寸：单缸

640 ± 10 × 780 ± 10 × 1000 ± 10 mm双缸 1250 ± 10 × 780 ± 10 × 1000 ± 10 mm

2、消毒液储存箱容量 15升； 3、酶储存箱容量 2.5升；

4、酒精储存箱容量 1升； 5、消毒液用量 10升；6、清洗机外壳采用冷

轧钢板静电喷塑而成，槽体采用岛台凸起式设计，仅需8L消毒液即可达到内镜全浸泡。7、

清洗机采用7寸彩页大触摸屏，预置 7组的工作程序供客户选择。8、开关门：脚踏自动开门、关门和

触摸屏手动开门、关门两种方式，门为全透明防爆钢化玻璃，玻璃有CCC认证标识。9、清洗机同时具

备高压旋转喷淋、涡流冲洗、全浸泡、全灌流的四种方式，360°清洗消毒更彻底。10、清洗机具有加热

功能，在屏幕上可同时实时显示消毒液箱内温度和洗消池内液体的温度。 11、清洗机具备水压不足报

警，水流量低报警，消毒液、酶液、酒精不足报警，酶液流量不足报警、酒精流量不足报警、消毒输送

泵故障报警、灌流压力低报警、内镜泄漏报警、消毒液箱内温度异常报警、洗消池内温度异常报警、洗

消过程中清洗接头脱落报警。（附各项报警信息在屏幕上的照片作为佐证）12、清洗机具备故障信息查

询，可记录任何时间清洗机的故障信息并保存于清洗机自带的数据库，方便厂家判断机器故障并精准维

修。 13、清洗机具有语音播报功能，可提示播报每个步骤的操作流程及设备运行状态，洗消结束后伴

有语音及音乐声提示。 14、操作人员可通过手机或电脑访问设备的实时运行状态，同样可远程实时查

阅、诊断机器的运行情况及追溯信息。 15、清洗机触摸显示屏可实时显示每个管道或管道系统工作时

的流速及压力。16、内镜清洗管道未与清洗机的自动控制连接上时，显示屏应发出警报提示信息。17、

清洗机具备程序监控功能，由自动控制器控制的每个操作阶段的程序监控应包括一个确认程序,以确认消

毒液的浓度、温度和接触时间。18、清洗机具备灌洗流量观察口，可随时观察流通到每个管道的液体是

否符合清洗消毒和漂洗要求。19、清洗机应具有废气排放口，用户可集中收集和处理。 20、清洗机自

身具备清洗质量追溯系统，无需外配电脑及追溯软件即可记录所有洗消数据并保存于清洗机自带的数

据库，方便用户查阅并导出、保存。 21、清洗机可同时打印设备名称、缸号、清洗人员的姓名、内镜编

号、钢印号、病人信息、消毒模式、消毒液使用次数、消毒液的名称、洗消的开始时间及结束时间、测

漏压力值、每个洗消步骤的工作时间、干燥时间信息。（附打印凭条原件作为佐证）22、定量系统：每

个化学液体独立装盛于各自的容器中，确保预设的剂量与实际使用的一致。化学液体剂量的误差值应小

于设定值的 ± 5%。23、排水系统：清洗机同时具备电动阀排水和泵强制排水两种方式，供客户选择。

24、清洗机须同时具备戊二醛消毒液、邻苯二甲醛、消毒液，消毒时间5分钟后达到消毒合格的检测报告

，对枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值均 > 3.0。（提供省级以上检测中心出具的检验报告作为佐

证，原件备查） 25、自身消毒：采用含氯泡腾片可对机器内部全管道、腔体、内置无菌水过滤器等进

行循环冲洗、浸泡消毒，对枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值均 > 3.0。（提供省级以上检测中心出具的检验报告作为佐证，原件备查）设备装机清单

序号	产品名称	单位	数量	备注说明
1	内镜全自动清洗机主机	台	1.00	
2	说明书	份		
3	保修卡			
4	合格证			
5	灌流自动接头	只	2.00	
6	硅胶灌流管	套		
7	酶液储存箱	1.00		
8	酒精储存箱			
9	不锈钢进水编织管			
10	过滤器	个		
11	排水管			
12	扳手			