

# 医用诊断X射线设备-5.7DSA对比灵敏度测试

产品名称	医用诊断X射线设备-5.7DSA对比灵敏度测试
公司名称	上海百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 13148180553

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台专注于分析、检测、测试、鉴定、研发五大服务领域。分析领域涉及成分分析、配方分析、失效分析、结构解析、方法学开发与验证、原材料质控/评价、一致性评价、特色分析等方向；检测领域涉及理化性能测试、有毒有害物质检测、阻燃性能检测、可靠性测试等方向；测试领域涉及能谱类、电镜类、波谱类、色谱类、质谱类等方向；鉴定领域涉及机械设备质量鉴定、安全事故鉴定、电子电器鉴定、材料鉴定等方向；研发领域涉及配方开发、配方升级、配方定制、合作研发等方向。

1 医用诊断X射线设备 测定特性用辐射条件 YY/T 0481-2016 6 RQA-基于铝附加滤板构成的模体的辐射质量

2 医用诊断X射线设备 测定特性用辐射条件 YY/T 0481-2016 7 RQC-基于铜附加滤板的辐射质量

3 医用诊断X射线设备 测定特性用辐射条件 YY/T 0481-2016 5 RQR-源于X射线管组件的辐射束的辐射质量

4 医用诊断X射线设备 测定特性用辐射条件 YY/T 0481-2016 8 RQT-基于铜附加滤板的辐射质量

5 诊断X射线成像设备 通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性 YY/T 0480-2004

5.2.1 一次辐射透射率( $T_p$ )的测量

6 诊断X射线成像设备 通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性 YY/T 0480-2004

5.2.5 对比度改善系数(K)计算

7 诊断X射线成像设备 通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性 YY/T 0480-2004 6.3.2 对比度改善系数

8 诊断X射线成像设备 通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性 YY/T 0480-2004

6.2 平行滤线栅和会聚滤线栅应用极限的确定

9 诊断X射线成像设备 通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性 YY/T 0480-2004

5.2.3 总辐射透射率( $T_t$ )的测量

10 诊断X射线成像设备 通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性 YY/T 0480-2004

5.2.2 散射辐射透射率 ( $T_s$ ) 的测量

11 诊断X射线成像设备 通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性 YY/T 0480-2004 6.1.2 栅比

12 诊断X射线成像设备 通用及乳腺摄影防散射滤线栅的特性 YY/T 0480-2004 6.1.1 栅频

13 医用诊断X射线设备 测定特性用辐射条件 YY/T 0481-2016 12 标准辐射条件RQA-M

14 医用诊断X射线设备 测定特性用辐射条件 YY/T 0481-2016 14 标准辐射条件RQB-M

15 医用诊断X射线设备 测定特性用辐射条件 YY/T 0481-2016 10 标准辐射条件RQB