

# 医用X射线诊断机-AEC管电压变化一致性测试

产品名称	医用X射线诊断机-AEC管电压变化一致性测试
公司名称	上海百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13148180553 13148180553

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网总部位于国际化大都市-上海，搭建国内一站式的大型综合检测电商服务平台，为全球客户提供一站式测试、检验、认证、计量、审核、培训及技术服务，致力于在政府、企业和消费者之间传递信任，以“为有质量的产品和生活的守护者”为使命，全面保障品质与安全，推动合规与创新，实现更健康、更安全、更环保的高质量发展。

- 1 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 AEC灵敏度
- 2 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 AEC电离室之间一致性
- 3 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 AEC管电压变化一致性
- 4 计算机X射线摄影（CR）质量控制检测规范 WS520-2017 IP响应均匀性和一致性
- 5 计算机X射线摄影（CR）质量控制检测规范 WS520-2017 IP响应线性

- 6 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 伪影
- 7 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 低对比度细节检测
- 8 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 信号传递特性（STP）
- 9 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 响应均匀性
- 10 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 探测器剂量指示（DDI）
- 11 医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范 WS521-2017 暗噪声
- 12 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 极限空间分辨力
- 13 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 残影
- 14 《医用数字X射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》 WS521-2017 测距误差
- 15 医用常规X射线诊断设备质量控制检测规范 WS76-2017 透视荧光屏灵敏度