

调味料检测 重金属含量测试

产品名称	调味料检测 重金属含量测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

产品详情

固体复合调味料检测需要多久时间，固体复合调味料检测有哪些检测范围呢？固体复合调味料检测主要检测分为谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数等

检测周期

5-7个工作日

检测范围

砂糖、食盐、味精等

检测项目

鸡粉、鸡精调味料检验项目：谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、铅（以Pb计）、总砷（以As计）、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）、菌落总数、大肠菌群

其他固体调味料检验项目：铅（以Pb计）、总砷（以As计）、苏丹红I、苏丹红II、苏丹红III、苏丹红IV、苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）、山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）、脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）、防腐剂混合使用时各自用量占其*大使用量的比例之和、糖精钠（以糖精计）、甜蜜素（以环己基氨基磺酸计）

产品分类

固体复合调味料包括鸡粉、鸡精调味料和其他固体调味料，不包括调味盐。

检测标准

GB2760食品安全国家标准食品添加剂使用标准

GB2762食品安全国家标准食品中污染物限量

GB4789.2食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定

GB4789.3食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数

GB/T4789.3-2003食品卫生微生物学检验大肠菌群测定

GB5009.11食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定

GB5009.12食品安全国家标准食品中铅的测定

GB5009.28食品安全国家标准食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定

GB5009.97食品安全国家标准食品中环己基氨基磺酸钠的测定

GB5009.121食品安全国家标准食品中脱氢乙酸的测定

GB/T19681食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法

SB/T10371鸡精调味料

SB/T10415鸡粉调味料

所需样品量

不少于4个独立包装，总量不得少于1kg