

玻璃-ITO导电膜层化学稳定性测试-百检网

产品名称	玻璃-ITO导电膜层化学稳定性测试-百检网
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台-汇聚近千家拥有CMA、CNAS、CAI等资质的权威第三方检测实验室，为你提供全方位的检测服务，出具具有法律效应的检测报告，我们的服务态度是：公正：保证检测工作不受来自各方面压力的影响，独立进行检测，出具公正的检测结果。科学：遵守国家有关法律、法规，依据检测标准、规范。准确：认真执行本公司作业程序，严格控制检测全过程。高效：在能力岗位和检测程序有效保障的情况下，及时给客户出具数据，保障客户的利益。改进：通过学习培训不断提高技术能力和管理水平，超越自我，赶超行业先进水平。

1 食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016 感官要求

2 食品安全国家标准 玻璃制品 GB 4806.5-2016 标签标识

3 食品安全国家标准 玻璃制品，食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 GB 4806.5-2016,GB 31604.34-2016 铅

4 食品安全国家标准 玻璃制品，食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定 GB

4806.5-2016,GB 31604.24-2016 镉

5 纤维玻璃化学分析方法 GB/T 1549-2008 12.2 Al₂O₃

6 纤维玻璃化学分析方法 GB/T 1549-2008 18.3 As₂O₃

7 纤维玻璃化学分析方法 GB/T 1549-2008 7 B₂O₃

8 纤维玻璃化学分析方法 GB/T 1549-2008 25 Ba

9 纤维玻璃化学分析方法 GB/T 1549-2008 13.1 CaO

10 纤维玻璃化学分析方法 GB/T 1549-2008 25 Cd

11 纤维玻璃化学分析方法 GB/T 1549-2008 24.2 CeO₂

12 纤维玻璃化学分析方法 GB/T 1549-2008 25 Cr

13 纤维玻璃化学分析方法 GB/T 1549-2008 8.1 Fe₂O₃

14 纤维玻璃化学分析方法 GB/T 1549-2008 25 Hg

15 纤维玻璃化学分析方法 GB/T 1549-2008 15.2 K₂O