

# 水溶性磷酸一铵-pH测试-石油及化工品检测报告

产品名称	水溶性磷酸一铵-pH测试-石油及化工品检测报告
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

## 产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网，不仅能帮助企业用户在线匹配适合的检测机构，促进产品质量提升，还能帮助优秀的检测机构提升品牌美誉度、获取检测订单，轻松实现互联网营销。

1 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第1部分：总氮含量 GB/T 10209.1-2008 总氮（N）的质量分数

2 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第3部分：水分（真空烘箱法） GB/T 10209.3-2010 水分（H<sub>2</sub>O）的质量分数

3 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量 GB/T 10209.2-2010 水溶性磷（P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>）的质量分数

4 水溶性磷酸一铵 HG/T 5048-2016 pH值（1g/100mL）

5 水溶性磷酸一铵 HG/T 5048-2016 5.3 外观

6 水溶性磷酸一铵 HG/T 5048-2016 5 总养分 ( N+水溶性P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)的质量分数

7 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第1部分 总氮含量 GB/T 10209.1-2008 总氮 ( N ) 的质量分数

8 水溶性磷酸一铵 HG/T 5048-2016 7 标识

9 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第3部分 水分 GB/T 10209.3-2010 水分 ( H<sub>2</sub>O ) 的质量分数

10 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量 GB/T 10209.2-2010 水溶性磷(P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)的质量分数

11 水溶性磷酸一铵 HG/T 5048-2016 5.10 细度

12 水溶性磷酸一铵 HG/T 5048-2016 5.8 pH值

13 水溶性磷酸一铵 HG/T 5048-2016 外观

14 水溶性磷酸一铵 HG/T 5048-2016 pH

15 磷酸一铵、磷酸二铵的测定方法 第2部分：磷含量 GB/T10209.2-2010 水溶性磷的质量分数