

# Stryker史赛克 233-050-065导光束维修找哪家

产品名称	Stryker史赛克 233-050-065导光束维修找哪家
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Stryker史赛克 型号:233-050-065 类别:导光束
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

"Stryker 史赛克导光束维修更换

广州云启医疗设备有限公司成立于2016年，是从事医疗器械维修的维修、销售及保养的第三方医疗器械维修的公司。

云启医疗的业务主要是医疗器械的维修及耗材的销售以及医疗器械的保养。我们过硬的维修技术，保证临床的医疗器械的使用质量及安全。

我们追求与各位客商精诚的合作“源之诚信、流则长远”。诚是立业之本；不断为客户提供的医疗设备维修服务质量，才能成为真正优选的合作伙伴。

我们积累了多年的维修经验，清楚地了解医疗设备的故障原理，我们拥有雄厚的维修技术，“高度认可的维修方案、丰富深入的维修经验、尽善尽美的技术支持”是我们为您提供的佳保障。

还提供以下相关内窥镜维修服务

硬镜维修：关节镜、鼻窦镜、经皮肾镜、腹腔镜、膀胱镜、椎间孔镜、输尿管镜、宫腔镜、电切镜、耳镜维修等。

Olympus电子腹腔镜维修：WA50000A、WA50001A、WA50002A、WA5003A、WA50010A、WA50012A、WA50013A、WA50013L、WA50021A、WA50021B、WA50023A、WA50042A等型号奥林巴斯电子腹腔镜；

摄像系统维修：摄像头维修、摄像主机维修、气腹机维修、冷光源维修、导光束维修等。

动力系统维修：动力手柄维修、动力主机维修、动力钻头维修等。

软镜维修：胃镜维修、肠镜维修、胆道镜维修、纤维支气管镜维修、维修小儿支气管镜、纤维喉镜维修、指肠镜维修、输尿管软镜维修等。

超声刀及手柄维修：超声刀主机维修、超声刀手柄维修、超声刀手柄次数刷新、超声刀头维修等。

手术器械维修:操作手件、镜鞘、异物钳、活检钳、输尿管肾钳、电凝钳、咬骨钳、持针钳、分离钳、电凝钳、钛夹钳、电凝钩、穿刺器、气腹针、穿刺针、手术剪刀等。

手术器械维修常见故障：

镜鞘：陶瓷头开裂、阀门断裂、卡口开关卡不紧，镜鞘自动分离、镜鞘外管断、螺丝脱落、镜鞘漏水等；

操作手件：弹簧配件断裂、部件脱落等；

输尿管肾钳：钳头断裂、钳头无法自动闭合、拉杆断、钳芯断等

异物钳：钳头无法张合、钳头断、钳头拉杆断等；

活检钳：钳头转扣断裂、钳芯断、拉杆断

电凝钳：绝缘层破损、内管变形等；

持针钳：卡口断裂、拉杆断、外管断等；

咬骨钳：弹簧片断；

气腹针：针管弯折；

穿刺针：密封圈老化漏水；

维修案例：

设备名称：OlympusWA03210A导光束

检测故障：漏光导光束损坏

维修方案：截断严重损坏的，重接，上胶，测试。

维修周期：4个工作日

保修周期：1个月

广州云启医疗设备有限公司自成立以来，始终坚持以“诚信为本，合作共赢”为基本理念，充分利用原厂技术配件支持、技术服务团队、先进的网络管理系统等竞争优势，诠释全新服务理念，不断扩大技术服务的深度和广度，全国的快速服务体系。广州云启医疗能为客户量身订制完善、全面的个性化解决方案，涵盖了设备维修、设备保养、设备咨询等增值服务，使客户的设备保持佳状态，为客户的大经济效益创造新的价值回报。

## 止血钳

又叫血管钳，主要用于夹住出血部位的血管或出血点，以达到直接钳夹止血，有时也用于分离组织、牵引缝线。止血钳一般有弯、直两种，并分大、中、小等型。

A．弯血管钳：用以夹持深部组织或内脏血管出血，有长短两种。

B．直血管钳：用以夹持浅层组织出血，协助拔针等用。

C．有齿血管钳（有齿直钳）：用以夹持较厚组织及易滑脱组织内的血管出血，如肠系膜、大网膜等，前端齿可防止滑脱，但不能用以皮下止血。

D．蚊式血管钳：为细小精巧的血管钳，有直、弯(straight,curved)两种，用于脏器、面部及整形等手术的止血，不宜做大块组织钳夹用。

血管钳使用基本同手术剪，但放开时用拇指和食指持住血管钳一个环口，

中指和无名指挡住另一环口，将拇指和无名指轻轻用力对顶即可。

维修案例一：

设备名称：Stryker233-050-065导光束

检测故障：导光束亮度不够。导光束外管断折，亮度不够。

维修方案：重接光束

维修周期：2个工作日

维修案例二：

设备名称：Olympus导光束

检测故障：光纤没亮度导光束接口处断裂

维修方案：切断重接，研磨

维修周期：5个工作日

保修周期：1个月"