

茶及茶制品- 硫丹测试-百检网

产品名称	茶及茶制品- 硫丹测试-百检网
公司名称	百检（上海）信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	4001017153 18501763637

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网入驻的检测机构业务覆盖全检测行业。在线一对一服务。检测报告按时按质送到手，坐享报告配送服务：在百检平台上，客户从订购服务到提交委托信息到*后支付检测费用全都可以在线完成,不用出门就可以完成报检流程。报告按时按质送到手。百检平台致力于为企业及个人提供检测服务，利用互联网+检测电商，为客户提供多样化检测服务。

1 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T 8313-2018 儿茶素类

2 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 氟氯氰菊酯和高效氟氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、喹螨醚、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯

3 茶制品 第2部分 茶多酚 GB/T 31740.2-2015 附录C 水分

4 茶饮料 GB/T 21733-2008 只用附录A 茶多酚

5 茶制品 第2部分 茶多酚 GB/T 31740.2-2015 附录A 茶多酚

6 茶叶中茶氨酸的测定 高效液相色谱法 GB/T 23193-2017 茶氨酸

7 茶叶中茶黄素的测定-高效液相色谱法 GB/T 30483-2013 茶黄素

8 茶制品 第3部分：茶黄素 GB/T 31740.3-2015 附录A 茶黄素

9 茶叶卫生标准的分析方法 GB/T 5009.57-2003 六六六

10 茶叶中农药多残留测定气相色谱/质谱法 GB/T 23376-2009 氟氯氰菊酯

11 茶 游离氨基酸总量测定 GB/T 8314-2013 游离氨基酸总量

12 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法 GB/T23204-2008 溴氰菊酯

13 茶叶卫生标准的分析方法 GB/T 5009.57-2003 滴滴涕

14 进出口食品中草甘膦残留量液相色谱-质谱/质谱法 SN/T1923-2007 草甘膦

15 茶叶中519中农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 2,4,5-涕