

射频热凝器北琪四路射频

产品名称	射频热凝器北琪四路射频
公司名称	吉林中和信医疗器械有限公司
价格	680000.00/件
规格参数	品牌:北琪医疗 型号:REF-A/B/C 产地:China
公司地址	吉林省吉林市桦甸市经济开发区
联系电话	010-82416616 15801666430

产品详情

一：北琪射频型号选择（型号多，市场占有率高）

目前北琪在售的产品有8款型号，有单极射频热凝器、双极射频、双路射频、四路射频热凝器、还有带工作站的射频。可以满足不同医疗机构选择。

二：高温高电压长时程脉冲射频（真正意义上的高电压脉冲）

1、射频热凝器温度可控：射频仪可任意调整温度，温度范围：30~95℃，支持高温脉冲射频，确保治疗时的安全。

2、高电压脉冲可控：射频仪可任意调节输出电压，根据不同适应症调节不同输出电压大小。有效值：20~99V，峰值电压：28~140V。高电压脉冲射频神经调控术。

3、时间可控：长时程0~30min，任意调节。

三：高性能技术指标：

1、射频热凝器输出功率：50~70W，有效保障了脉冲射频的高电压输出和连续射频的升温能力，提高工作稳定性，操控性更强，效率更高。

2、工作模式：正常模式、阶段跳跃连续模式（可预先设定各个温度所需要的时间，启动后自动安装设定参数执行，完成全部温度和时间后自动停止）、自由模式（机器运行中考完随意调节治疗温度和治疗时间，中途不停机）。

3、全触摸屏操控：简便直观，界面简洁、切换自如，配合飞梭旋钮操作更加方便快捷。

四：临床安全性保障功能

- 1、术前测试狗测试功能：测试狗可以和主机电极测试，检测主机和电极状态是否良好。
- 2、系统自设安全测试程序：自动检测电极功能、超温报警、断开报警功能。
- 3、负极片粘贴状态显示：可显示负极片粘贴是否良好；在治疗事实时检测负极片与人头的接触质量，防止因负极片接触不好引起患者灼伤。

五：临床常用消毒方式

- 1、手术电极可接受高温高压消毒灭菌。过氧化氢等离子低温灭菌、环氧乙烷消毒、低温甲醛蒸汽灭菌等，具体参数参考北琪射频说明书。

六：国家药品监督局颁布《医疗器械产品注册证》

原装进口的一次性无菌包装套管针完全匹配手术电极（国药药监局颁布三类医疗器械注册证）。

七：服务体系

北京北琪医疗科技有限公司以客户为中心，除了想客户提供技术先进质量优异的产品外，还为客户提供多方位多层次的服务。

- 1、装机服务：客户购买北琪射频热凝器后，人员上门提供机器使用操作培训，保证客户操作使用无忧。
- 2、临床培训：临床培训有多种方式，可以专家上门手术指导，可以到北琪公司临床培训合作医院参观学习，也可安排客户到三甲医院进修培训。
- 3、专题学习班：北琪射频不仅做产品的销售，更关注用户在购买北琪射频后能够会用，能够用好北琪射频。
- 4、产品维修：当射频热凝器出现故障时，除可以及时联系北琪射频的业务人员报修外，还可拨打北琪射频的24小时服务，并可提供周转机给用户，减少产品故障对医院使用的影响。