## 儿童物理降温仪-物理退烧仪

产品名称	儿童物理降温仪-物理退烧仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 温度:17-39° 应用领域:退烧降温
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

少年儿童物理退烧仪-物理降温仪

型号规格: LF-630

少年儿童物理退烧主要通过物理学方法推动排热,进而推动人体体温恢复过来。物理退烧主要包括温水浴、温开水擦洗人体及使用退烧贴等。温水浴一般情况下减温相对来说快,可是应注意控制住室温,防止低温或是超温。低温很容易出现再度着凉感冒,超温不益于排热。同时要注意温度控制,一般控制在40 上下,略微高过人体体温,有利于加速血液循环,打开毛孔,推动排热。温开水擦洗人体通常是应用温开水擦洗大血管行驶部位,例如双侧腹股沟、两侧腋下及其两侧头颈等,主要通过加速血液循环,推动排热,能够显著降低人体体温。

少年儿童物理退烧还能够应用退烧贴,通常是推动部分皮肤温度减少,并且能改善小孩发烧所导致的不舒适度,可是应注意应用退烧贴等是不是发生过敏症状。一般建议人体体温小于38.5 时,积极主动应用物理退烧方法,有利于人体体温恢复过来,并且还要注意多饮水,填补遗失水份,保持内环境稳定,减少产生脱干等病发症。及时治疗原发病,防止持续发烧的情况出现,不益于病症的修复。

LF-630携带式少年儿童物理退烧仪选用航空航天级电子制冷技术性,融合智能温控系统和自动式循环系统基本原理,可以实现对病人控温可持续性推进式冰敷,控温持续不断的物理退烧带去发烫病人发热量为发烫病人医治打开高效率、安全性、方便快捷的预防措施。

## 医疗使用价值

不断物理退烧,带去发热量,降低继发性对患者的伤害。

协同药品应用,提升减温速率,降低各种各样不良反应。

温度控制器,控温医治,增强医治安全系数。

有利于患者排热,提升体验,缓解患者烦躁不安、痛楚心态。

冰敷环境温度可调式可控性,降低冰凉刺激性,提升医治舒适度。

【快速开启】能在极短时间快速开启。

【立即减温】立即采取相应减温对策对小儿疾病的原发型有十分重要作用。

世卫组织提议,发烫应选用物理退烧。

在确保安全的情况下,满足人机工程学的门把、轻便柔美的整体机身设计方案,操作方便、减温速度更快、效果显著,非常值得在治疗内进行应用推广,让临床操作比较方便。

选用电子制冷技术性,快速降温,自动式温度控制,清理零污染。整个设备净重仅是2.5kg

汇总:少年儿童发烧发热,恰当科学合理减温至关重要。

该医治新项目早已列入《全国医疗服务价格项目规范》甲类医疗保险报销

河南省清领诊疗制造的"物理退烧仪"选用电子器件温度控制,五颜六色触摸显示屏,环境温度可调式可控性,极端化期限内做到设置的环境温度。

设备装有环境温度极高、极低警报作用。红外线温度传感器,可以实现实时监控系统病人体温变化。为患者一个舒服且安全医治自然环境。