

多功能超声清创治疗仪-外科创面修复治疗仪

产品名称	多功能超声清创治疗仪-外科创面修复治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:二类治疗改善 温度:25-35 应用领域:急创、慢创治疗修复
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

多用途超声波清创手术理疗仪-普外创面修复理疗仪

型号规格：MUI-T8S

腾越MUI多用途超声波清创手术机 清创手术它集超音波清创手术、脉动压力清创手术、负压力回收利用于一体的多用途清创手术机，超声波清创手术适合于不一样发病原因造成伤口，包含烫伤、感染伤口、褥疮、糖足溃疡、经络溃烂。并且超音波不仅仅是“清理”创口。直接证据表明它具有抑菌作用，且还可以在体细胞方面淡化疤痕。全国统一售后服务，全国各大城市有售后服务联系点，确保机器设备正常启动。

产品简介

腾越多用途无疼超音波清创手术治疗仪是重庆第三军医高校野外普外研究室通过将近十年产品研发，有着中国自主产权，自主开发设计方案的一款高新技术清创手术治疗设备。此设备在开展清创手术治疗过程中，具备无疼清创手术，杀菌率大，推动痊愈，数据温度控制，负压吸引，高压脉冲，数据储存等优点。

MUI-T8S多用途超声波清创手术机具备三大功能：

1、超音波清创手术机是运用40khz的超音波波动工作频率所产生的空化效应除去伤口里的溃烂组织与脏东西（该空化效应会到部分造成非常高的汽泡工作压力和微水射流），该效用也不会对身心健康机构造成伤害。

超音波清创手术（多用途清创手术机作用一）对感染伤口，慢性难愈合伤口解决实际效果十分明显。

超声波清创手术所产生的空化效应可以有效除去病菌、细菌、坏死组织、对正常的机构无危害，不接触患部以达到无疼清创手术目地。

清创手术环节中不容易损害创口周边神经和微血管，对正常的机构及其再生上皮组织无损伤没有任何副作用。

能激活纤维细胞，推动纤维蛋白原层生成，改进创口自然环境，淡化疤痕。

清创手术时依据创口面浓淡，适时调整数控刀片与伤口清创面之间的距离，也可以达到一般清创手术器材到不了部位，完成完全清创手术。与此同时但是药品能快速进到深层次机构，并且能够促进发育，加速愈合。

2、工作压力清创手术（多用途清创手术机作用二）采用56kpa安全压力，运用脉冲流水的一瞬间工作压力转变促使肌肉组织等组织里的脏东西很容易被冲走。

工作压力清创手术适用于各种大规模外伤。抢救、及各类手术前、手术后的清创手术，清创手术快速、清理完全、视线清楚、进而提升手术治疗品质，获得抢救时间。

3、持续或间歇地负压吸引（多用途清创手术机作用三）可缓解质间浮肿，消除太多伤口渗液，降低感染，维持办公环境清洁。

特有的负压力回收利用、液位仪检测、液位报警，液位仪锁紧作用，避免废水外溢。

应用领域：各种创伤、大规模外伤、烫伤、车祸伤、开放性骨折，长期性难愈合伤口，感染伤口，比如足溃疡，压疮，生脓性外伤，创口窦道等。 项目收费及编码：大清国创：120500001
中清创手术：120500002 小清创手术：120500003

临床病例