

全自动充压冷热敷机（冷疗机）

产品名称	全自动充压冷热敷机（冷疗机）
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 温度:4-42° 应用领域:疼痛康复领域
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

全自动充压冷热敷机（冷疗机）

单脉冲冲装冷敷机，由冷水热水产生器、循环水系统动力装置、显示温度与控制器，以及带有循环水系统身的打气脸罩、敷带和枕垫构成。冷水热水产生器内产生出循环冷水或循环热水由循环动力装置送到脸罩、敷带、枕垫的循环水道内，对患者头部或身体部分进行冷敷或外用。秉持着实用型制冷制热可靠、安全操作方法简单各种各样、操作方便灵活，是医院病房、急救室、理疗中心、居家护理理想的冷热敷器械。

目前国内半导体低温冷敷治疗好机械设备多见单通道为主体，回复临床医学需求，河南清领诊治于2022年研发设计一款立式内存双通道冲装冷热敷机器设备，好朋友能够满足2个患者或者2个关节部位此外治疗，互不干扰，提高治疗工作效率。

机械设备冰囊各种各样可以选择，单位也可以根据临床医学接诊患者关节部位可用不同种类的冰囊，保证根本性冷敷预期效果。且冰囊有一类医疗器械备案凭证，抗敏，防相互之间环境污染。

冷敷和敷热自临床医学使用感受：

冷敷可使收缩，减轻一部分脓肿，可使神经末梢的敏降低而减轻疼痛，降温能够减少一部分血夜，防止炎症和破溃扩散。可将体内的传热释放，提高散热，降低人体温度。冷敷可用扁桃体摘除术后前期一部分软组织损伤、高热病人及中暑者、牙齿痛及脑挫伤病人。敷热量推动炎症的消退，在炎症初期，敷热量推动炎症的消化吸收消散;之后可使炎症局限，有益于坏死组织的消除及管理敷热能使肌纤维、肌腱和韧带等组织松弛，清除因肌纤维抽经、强直性脊柱而引起的疼痛，如等。还能缓解深层次组织脓肿，使一部分血管扩张。

敷热对孩子、老年人及末梢循环欠佳患者或危重病人进行防冻保暖，以促进其内分泌系统。敷热同

冷敷操作过程类似，既可用小毛巾浸沸水，搓成吹干运用，还可以用热水袋瓶装沸水裹毛巾敷于应注意刚受外伤性外伤(即无术后伤口外伤)时，却无法起就敷热，那样会因为促进血管扩张，加重瘀紫肿胀;这时候应冷敷控制出血，换上敷热，以清理血管垃圾，促进气虚血瘀吸收消化。有时要尽量避免敷热，各式各样内脏出血不适宜敷热。

单脉冲循环冲装的优势：

单脉冲循环压力是指压力用于患者上并不均，在患者部位有着很集中的或是非常大工作压力，且这种压力一次持续时间不长，很有可能会呈现一定的周期性，而对称循环系统系统工作压力原是被作用总体目标所遭受工作压力在各个部位比较均匀。*卧病在床的病人毛细管经常处于压挤情况，容易产生静脉蓝茗诊治冷敷机，人性化的设计计划方案，在冷敷的过程中进行单脉冲冲装，防止静脉的建设，促进血液的商品流转。压力可调，给患者治疗办法体会。

1. 全自动冲装冷敷功效：采用半导体器件智能温控，可进行温度控制制冷，依据把循环循环水系统输入与人体对应的8个部位医用冰袋，冲装冷敷创伤部位，推动一部分毛细血管收缩，减轻一部分控制血管减轻承受力非常大肿块的疼痛，降低末梢神经的敏感性，提高疼痛阈值，减轻疼痛，术前运用降低患者手术医治等待时间，术后运用保证降温止痛退肿，减少渗漏，降低伤口感染风险。
2. 全自动冲装敷热功效：促进一部分内分泌系统有益于创口缓解肌肉劳损，促进退肿、炎性化学物质吸收消化促进患者快速康复。
3. 多方法工作压力冲装功效：采用终断、各种各样方法单脉冲冲装加快血液循环，加速人体漏出液流回，加速退肿，促进患者快速康复，避免静脉的建立。
4. 音乐疗法：音乐的频率、节奏性与有规律性声波振动能导致细胞组织的共震，伤害人脑波、心率、呼吸节奏性等。有利于人体代谢活性成分，调节人体传输，提高大脑皮层的体液调节，改善患者的态度，消除心神不宁、抑郁情绪、抑郁症、担心等较差心理状态，提高患者应激状态能力。
5. 人体解剖学方案设计医用冰袋：与产品服务设施的人体解剖学方案设计医用冰袋，能够可用人体足踝部、规格足部、骨盆、腹腔、手臂等部位，且能完成人体之上每一个骨关节病全包裹冷敷，冰敷占地面积均匀，进一步提高冷敷预期效果。
6. 智能温控维护保养：所选用的智能化系统温度控制及维护保养系统，防止错误操作。对病人、产品具备有效的保证。
7. 准时工作上功效：根据病人务必手术过程，设置好使用时间结束后产品自动式中断工作上。不用工作人员准时拆卸医用冰袋，大幅度减少人力资源管理劳动生产率，节省人力资源管理。
8. 安全防范。产品装有少水报警、堵塞报警等安全系数保险装置，进一步提高了产品的安全性能。