

官方推荐退烧好物-物理降温仪（物理降温港）

产品名称	官方推荐退烧好物-物理降温仪（物理降温港）
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 温度:17-39° 应用领域:退烧降温
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

LF-630少年儿童型物理退烧仪

选用航空航天级电子制冷技术性，融合智能温控系统和自动式循环系统基本原理，可以实现对病人控温可持续性推进式冰敷，控温持续不断的物理退烧带去发烫病人发热量，为发烫病人医治打开安全性、方便快捷的预防措施。

发烫、发烧是婴儿时期普遍的病症之一,由于年幼宝宝并没有完善的特异性免疫作用，持续高热会阻拦系统的功能发挥，情况严重会危及婴幼儿的人身安全。

所以对中发高烧病人选用物理退烧，可以有效根据发热量互换，带去病人部分高烧，对病人具有高效的缓冲作用。

传统式物理退烧方法比照

医用冰袋

温度低非常容易应用不便，没法造
型设计冷效低；冰敷时间较短，收
费标准低

降温贴

带去发热量少，效果不佳，仅仅表面
肌肤变冷，体内温度并不能降低；长
期贴易发生儿童皮肤。

酒精擦

安全系数差，儿童皮肤比较薄，对乙
易于消化吸收，易导致少年儿童精神
质心烦等，情况严重可能会致使乃至
醇等副作用

携带式物理退烧仪非常好的填补了传统式的缺陷，合适床旁实际操作。而且，减温效果明显！速度更快！环境温度可控性，安全性！！

循环系统凉水，控温冰敷，延续性物理退烧

航空航天级电子制冷技术性速运行，减少备考时间

冰敷环境温度17-39℃，可调式可控性，针对不同医治要求

五颜六色触摸屏设计方案，有利于实际操作

整体机身精巧，方便携带，整个设备2.5kg

音乐治疗，红外体温检测等人性化的设计

物理退烧主要运用于发低烧病人降烧，即人体体温小于38.5℃的病人。高热患者采用安全少年儿童物理退烧仪的前提下，根据实际情况服食少许退热药物，协同物理退烧。

常规物理降温方法比较多，包含酒精擦浴、洗热水澡、医用冰袋外用、贴退烧贴等。临床医学常见、便捷方法为酒精擦浴，运用酒精挥发功效能够带去发热量，将酒精擦到人体毛细血管较丰富多彩位置，加快血液循环带去很多发热量。酒精擦浴减温实际效果一般，不适宜婴儿，由于婴幼儿皮肤较嫩，易损害，会对幼儿导致不适，及其应激状态，所以现在临床医学均采用更为科学合理安全厂房降温把它取代。