

康复科推荐好物-医用冷热敷机（冷疗设备）

产品名称	康复科推荐好物-医用冷热敷机（冷疗设备）
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 型号:TEMP220 应用领域:疼痛康复领域
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

医用冷热敷机（控温仪）

清领医疗医用冷热敷机（控温仪）是一种全新的冷，热敷和加压相结合，对损伤组织局部冷，热敷，加压，可达到降温，止痛，止渗，消肿的作用的一种医疗设备。LF-660荣获两项国家实用型。

脉动加压冷热敷机:LF-660荣获两项国家实用型产品概述:清领医疗脉动加压冷热敷机是一种全新的冷，热敷和加压相结合，对损伤组织局部冷，热敷，加压，可达到降温，止痛，止渗，消肿的作用的一种医疗设备。

急性期冰敷主要可以起到消肿、镇痛、消散炎症、减少伤害持续时间的作用，有利于骨折的修复和愈合。骨折急性期是指骨折以后的72小时以内，尤其是48小时以内进行冰敷的效果好。

由于骨折急性期会出现局部出血、充血、水肿、炎症反应，这些损伤因素持续刺激损害局部组织，早期冰敷可以有效止血、减轻肿胀，同时能够消散炎症，有利于组织的进一步恢复。急性期冰敷可以采取冰敷0.5小时后休息10分钟，如此循环进行直到肿胀和疼痛减轻。在48小时以后冰敷的效果相对不明显，所以应该抓住冰敷的治疗时机进行相应的治疗。

适用科室:骨科，疼痛科，康复科，中医科，创伤烧伤科，儿科，手足外科，五官科，美容整形科，运动创伤科患者等。

[医用冷热敷机（控温仪）水囊](#)注意事项：

- 1、使用时要注意将[医用升温水囊](#)摊平，或者进行包裹患者哥哥关节部位
- 2、时刻观察病人的体温，可以根据病人体温情况调节升温毯温度，一旦发现过热或过冷的情况，要注意

调整。

医用冷热敷机（控温仪）适用范围：病员加温系统用于手术室、恢复室、麻醉室、重病特别护理和急症室，它可以给病人提供可靠的升温，维持病人的正常体温；在手术室，A型产品一个温度控制器可以控制一个加温垫为患者提供温度。

随着我国医疗水平的不断提高，条件的不断改善和完备，对手术病人各方面的保护越来越受到关切，尤其是贯穿整个手术过程的体温保护问题。我国社会老龄化的发证趋势，高龄手术患者体温调节能力的下降，更加迫切需要一中有效、快速而又方便的体温升温装置，以适应临床手术的需要，医用冷热敷机（控温仪）就是其中之一。

收费编码：