

儿童退烧减温仪（少年儿童物理退烧仪）

产品名称	儿童退烧减温仪（少年儿童物理退烧仪）
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:清领 温度:17-39° 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

儿童退烧减温仪（少年儿童物理退烧仪）

型号规格：LF-630

品牌：清领

儿童退烧减温仪LF-630，全力打造科学合理安全少年儿童物理退烧港，改变传统的老旧物理退烧定义。为幼儿的身心健康服务保障。选用航空航天及电子制冷控制模块，根据水循环系统停止贴冰囊中，将冰囊戴在头上或是放到主动脉血液流通处，根据冰敷将人体体温带去，20分钟即可有非常好的减温实际效果。

儿童退烧减温仪作用：

冰敷

音乐疗法

即时体温监测

少年儿童病人冰敷环节中，应用机器设备冰敷舒适感高，音乐疗法患者患者的焦虑情绪。传统冰敷技巧已不能满足临床医学规定，打点滴和抗菌素及其药物的治疗泛滥成灾，让我国十分重视，为了能孩子在一个安全性的环境里发展，我国下达有许多有关整治政策及文档。

清领儿童退烧减温仪，一款绿色安全的儿童退烧机器设备，甲类医疗保险报销，全国各地有收费标准编号

打点滴伤害：

- 1.静脉输液剂中药品及不溶性微粒产生的影响，颗粒环境污染的严重威胁
- 2.容易引发药品不良反应，例如过敏症状
- 3.对血管伤害，可能造成部分静脉血栓的现象
- 4.打点滴太多造成人体免疫力低下
- 5.输液过程中，速率太快或是输液量太多，会引起心血管和肾脏功能的压力
- 6.输液过程中儿童会受惊吓，导致少年儿童紧张焦虑，担心，害怕
- 7.反复地打点滴会导致血管硬底化，容易产生静脉血栓
- 8.静脉注射是有创操作，可能提高感染风险

临床医学输液港常常人山人海，且儿童老人们的总数占非常高，不难看出，由传统输液港模式转换为新式物理退烧港方式，经济效益丰厚。并伴随着越来越多权威专家人士对打点滴的不建议与政策发展趋势，也凸显出物理退烧港的价值与必要性。

传统减温方法存有的许多缺点，不属高效的减温技巧，不能达到医院设备科的盈利功效。结合临床大量学术讨论，都可反映物理退烧设备降温冰敷要强于传统式减温方法，实际效果大大提高。

临床医学现在有雾化室、输液港，能够协同已有的接诊断室，构建科学合理物理退烧港，全方位医治，提高退热减温实际效果。