

骨科加压冷疗仪-脉动加压冷热敷机

产品名称	骨科加压冷疗仪-脉动加压冷热敷机
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:清领 型号:TEMP220 应用领域:疼痛康复领域
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

骨科加压冷疗仪-脉动加压冷热敷机

一、冰敷的作用

冰敷是关节松动治疗的重要环节，其主要原理有以下几个：

冰冷刺激导致局部毛细血管收缩，抑制血液循环，减少伤后出血

局部降温抑制了损伤局部机体自身代谢水平，减少了损伤后局部炎性物质的积累，减轻了炎性反应

冰冷刺激抑制神经传导，具有提高痛阈的作用，简单来说就是降低疼痛的程度。

因此大家不难发现，冰敷其实很大一部分是跟疼痛挂钩的，其作用也是显而易见的，特别是骨伤患者在前期治疗和后期康复都是离不开它的。

体育竞技已经融入人们的日常，因此经常因为运动而造成的创伤也是很常见的，那么在创伤后一定要及时冰敷，紧急冷敷可以尽量降低炎症反应的程度，减轻痛苦，防止功能训练的附加损伤，也为下一步治疗创造了良好的组织条件。

从以上图片可以看出，冷敷机（冷疗仪）的关节部位冰囊是很多的，此类冰囊都是有特殊材质制成，不会造成过敏等现象，对人体各关节部位进行包裹冷敷，达到消肿止痛，止渗降温的效果。

设备整体外观均有相关，10寸触摸屏让界面操作更加方便快捷，是目前临床仪半导体制冷设备中，先进安全有效的设备。且不仅仅局限于冷敷，此设备包含热敷、音乐治疗、体温监测、脉动加压等5大功能，特色十分明显。

注意事项：

- 1、使用时要注意**水囊**摊平，或者进行包裹患者关节部位
- 2、时刻观察病人的体温，可以根据病人体温情况调节升温度，一旦发现过热或过冷的情况，要注意调整。

适用范围：病员加温系统用于手术室、恢复室、麻醉室、重病特别护理和急症室，它可以给病人提供可靠的升温，维持病人的正常体温；在手术室，温度控制器可以控制一个加温垫为患者提供温度。

随着我国医疗水平的不断提高，条件的不断改善和完备，对手术病人各方面的保护越来越受到关切，尤其是贯穿整个手术过程的体温保护问题。我国社会老龄化的发证趋势，高龄手术患者体温调节能力的下降，更加迫切需要一中有效、快速而又方便的体温升温装置，以适应临床手术的需要，加压加压冷热敷机就是其中之一。

产品已上市，完美替代临床各类传统的冷敷手法，节约治疗时间成本，给社会带来很好的效益。